

もっと便利!

キャンペーン期間：2024年6月3日～8月30日

サンプル管理キャンペーン

# Cryo.s™ クライオバイアル

30% OFF さらにプレゼント



126263

122263

- CEマーク
- -196 ~ +121°Cで使用可能 (外蓋タイプは-196 ~ +100°C)
- 内蓋タイプはシリコンO-リング付
- 滅菌済 無菌性保障レベル：SAL 10<sup>-6</sup> (ISO 11137)
- スクラッチ傷に強い書き込みスペース

クライオバイアル1ケース (500本) をお買い上げ毎に、

- ① フリーズボックス2個
- ② カラーインサート (5色500個) をプレゼント!

## プレゼント

### ① 紙製フリーズボックス 2個

※ J802710またはJ802709のどちらかをお選びいただけます。  
※ 単品でもお求めやすく購入可能です。詳細は下記をご覧ください。



J802710 (100本立)

J802709 (81本立)

### ② Cryo.s™ クライオバイアル用 カラーインサート (5色アソート・500個)

- クライオバイアルのキャップにはめて色分け可能
- 本キャンペーンのみで5色アソートをプレゼント (100個×5色)



製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	単価 (税抜)
126263	Cryo.s™ クライオバイアル 外蓋丸底自立 ナチュラル	2ml	PP (本体) HDPE (フタ)	○	100×5	500	¥51,300	¥35,910	¥78.82
122263	Cryo.s™ クライオバイアル 内蓋丸底自立 ナチュラル	2ml	PP (本体) HDPE (フタ)	○	100×5	500	¥51,300	¥35,910	¥78.82

## クライオボックス (単品)

- プラスチックの環境問題に対応した紙製のフリーズボックス
- 仕切りがアコーディオン式のため脱着がスムーズ
- 仕切りは簡単にカットできるのでサンプルに合わせて調整可能
- 底4か所に穴があるため液体窒素のドレインも早い
- フタの上面と側面にロゴや書き込みスペースがあるので箱正面が分かりやすい

25% OFF

製品番号	製品名	サイズ (W×D×H)	材質	販売単位	単価 (税抜)	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J802709	クライオボックス 81本立 (9×9) 1ml/2mlクライオバイアル用	134×134×58 mm	紙	20個	¥1,178.5	¥23,570	¥17,630
J802710	クライオボックス 100本立 (10×10) 1ml/2mlクライオバイアル用	153×153×58 mm	紙	20個	¥1,234.5	¥24,690	¥18,520

## Cryo.s™ 凍結保存チューブ用カラーインサート (単品)

30% OFF

製品番号	製品名	材質	滅菌	包装単位	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
304130	キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 イエロー	PS	×	50個×10袋	500個	¥6,600	¥4,620
304131	キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 ライトブルー						
304132	キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 ライトグリーン						
304133	キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 ピンク						
304134	キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 ホワイト						

キャンペーンコード

J0601

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

# キャンペーン J0601 専用注文書

## FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年6月3日～8月30日

Cryo.s™ クライオバイアルを購入される方

製品番号	製品名 / 規格	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
126263	Cryo.s™ クライオバイアル 外蓋 丸底 自立 ナチュラル 2ml	¥35,910	
122263	Cryo.s™ クライオバイアル 内蓋 丸底 自立 ナチュラル 2ml	¥35,910	
添付品 ①	J802710 フリーズボックス 10×10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用) * Cryo.s™ バイアル1箱につき、2個プレゼント	*どちらかご選択の上、数量をご記入ください。	
	J802709 フリーズボックス 9×9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用) * Cryo.s™ バイアル1箱につき、2個プレゼント		
添付品 ②	Cryo.s™ クライオバイアル用カラーインサート (5色アソート・500個) * Cryo.s™ バイアル1箱につき、500個 (5色アソート) プレゼント		

フリーズボックス・カラーインサートを単品で購入される方

製品番号	製品名 / 規格	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
J802710	フリーズボックス 10×10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)	¥18,520	
J802709	フリーズボックス 9×9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)	¥17,630	
304130	キャンペーンインサート イエロー (500個)	¥4,620	
304131	キャンペーンインサート ライトブルー (500個)	¥4,620	
304132	キャンペーンインサート グリーン (500個)	¥4,620	
304133	キャンペーンインサート ピンク (500個)	¥4,620	
304134	キャンペーンインサート ホワイト (500個)	¥4,620	

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

グライナー・ジャパン取扱店

### ■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年6月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。  
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

Document Number 202406001