

サマーキャンペーン


期間：2024年6月3日～2024年8月30日

New サファイアチップ


- リロードタイプ (詰替えタイプ) (未滅菌/滅菌)
- ラック包装タイプ (未滅菌/滅菌/フィルター付き・滅菌)

低残留
タイプ


イメージ図



Sapphire PCRプレート



Sapphire PCR 8連チューブ



Sapphire ニトリルグローブ




キャンペーンコード

J0604

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

チップの原寸大サイズと適合表について



弊社サファイアピペット (マイクロピペット) 適合表

		Sapphire PIPETTE TIPS (STANDARD / LOW RETENTION)							
PIPETTE MODELS	Volume [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
	Volume range [µl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
	Tip version	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Filter tip	Filter tip	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Tip	Tip/Filter tip
	Article no.	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX
GREINER BIO-ONE									
Single-channel pipettes									
Sapphire	0.2-2 µl	●	●						
	1-10 µl	●	●						
	1-20 µl			●		●			
	10-100 µl			■	●	T●/F-			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
	500-5000 µl								
	1000-10000 µl								
Multi-channel pipettes									
Sapphire	8/12 CH 0.5-10 µl	●	●						
	8/12 CH 2-20 µl			●		T●/F-			
	8/12 CH 20-200 µl			■	■	●	●		
	8/12 CH 20-300 µl			■	■	■	●		

弊社のチップは他社のマイクロピペットにもご使用頂けます。
各社のマイクロピペットの適合表は総合カタログ 142 ~ 145ページをご参考ください。


総合カタログはこちらのQRコードからでもご覧いただけます。

https://www.gbo.com/fileadmin/media/Japan/01_Downloads_BioScience/SALES_Product_Catalogues/GBOJP-202204001_BS_Product_Catalogue_202204.pdf



リロードタイプ

- 環境に配慮した紙包装タイプ
- スタンダードタイプと低残留タイプをご用意
- 未滅菌と滅菌タイプの両方をご用意
- インサート(天板)に容量、シリアル番号、ロット番号を印字
- 10 μ lの専用ラックはロングタイプと兼用
1000 μ lの専用ラックは1250 μ lと兼用



低残留タイプ

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格(税抜)	キャンペーン 単価(税抜)
771364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 10 μ l ナチュラル 未滅菌	10 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥8,160	¥5,080	¥5.3
772364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル ロングタイプ 10 μ l ナチュラル 未滅菌	10 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥8,640	¥5,280	¥5.5
775364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 200 μ l ナチュラル 未滅菌	200 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥8,640	¥5,480	¥5.7
776364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 300 μ l ナチュラル 未滅菌	300 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥8,640	¥5,360	¥5.6
777364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 1000 μ l ナチュラル 未滅菌	1000 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥10,080	¥6,690	¥7.0
778364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 1250 μ l ナチュラル 未滅菌	1250 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥11,040	¥7,130	¥7.4



低残留タイプ(滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格(税抜)	キャンペーン 単価(税抜)
771365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 10 μ l ナチュラル 滅菌	10 μ l	PP	○	96本×10段	960	¥8,640	¥5,780	¥6.0
772365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル ロングタイプ 10 μ l ナチュラル 滅菌	10 μ l	PP	○	96本×10段	960	¥9,120	¥5,950	¥6.2
775365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 200 μ l ナチュラル 滅菌	200 μ l	PP	○	96本×10段	960	¥9,120	¥5,560	¥5.8
776365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 300 μ l ナチュラル 滅菌	300 μ l	PP	○	96本×10段	960	¥9,120	¥5,680	¥5.9
777365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 1000 μ l ナチュラル 滅菌	1000 μ l	PP	○	96本×10段	960	¥10,560	¥7,070	¥7.4
778365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 1250 μ l ナチュラル 滅菌	1250 μ l	PP	○	96本×10段	960	¥13,920	¥8,260	¥8.6

専用ラック (チップなし)

- 専用ラックは容量ごとに色分け
- 50回以上のオートクレーブ可能
- 10 μ lの専用ラックはロングタイプと兼用
1000 μ lの専用ラックは1250 μ lと兼用
- 専用ラックはバルクタイプとリロードタイプの
両方で使用



製品番号	製品名	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
770310	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 10 μ l / 10 μ l (ロングタイプ) レッド(インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0
770320	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 200 μ l イエロー (インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0
770330	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 300 μ l グリーン(インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0
770340	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 1000 μ l / 1250 μ l ブルー (インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0

ラック包装タイプ



- フィルターなしタイプとフィルターありタイプをご用意
- ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
- 滅菌品は無菌性保証水準 10^{-6} (SAL 10^{-6})
- リロードタイプと同じくインサート(天板)に容量、シリアル番号、ロット番号を印字
- フィルターは疎水性のポリエチレンフィルター
- ISO 9001, ISO 8655-6, ISO 10993-5, ISO 11137に準拠して製造

ISO 9001
Quality man-
systems
- Requirements

ISO 8655-6
Piston-operated
volumetric
apparatus

ISO 10993-5
Biomedical
evaluation of
medical devices

ISO 11137
Sterilisation
of healthcare
products



ラック包装タイプ



低残留タイプ

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,280	¥6.5
772361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	96×10ラック	960	¥11,040	¥6,140	¥6.4
775361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 未滅菌	200μl	PP	×	96×10ラック	960	¥9,120	¥5,600	¥5.8
776361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 未滅菌	300μl	PP	×	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,720	¥7.0
777361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 未滅菌	1000μl	PP	×	96×10ラック	960	¥11,040	¥6,540	¥6.8
778361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 未滅菌	1250μl	PP	×	96×10ラック	960	¥12,000	¥7,260	¥7.6



低残留タイプ (滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,040	¥6,340	¥6.6
772362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,520	¥7,180	¥7.5
775362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,060	¥6.3
776362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,040	¥6,240	¥6.5
777362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 滅菌	1000μl	PP	○	96×10ラック	960	¥12,000	¥6,810	¥7.1
778362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96×10ラック	960	¥13,920	¥8,590	¥8.9




低残留タイプ (フィルター付き・滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
772363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
773363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 20μl ナチュラル 滅菌	20μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
774363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 100μl ナチュラル 滅菌	100μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
775363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
776363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
778363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96×10ラック	960	¥22,560	¥14,000	¥14.6

Sapphire PCR 8連チューブ


- キャップはフラット型 (373250)、ドーム型 (373270) をご用意
- キャップは全てのSapphire 8 連チューブとSapphire 96ウェルPCRプレートに使用可能
- フラット型はリアルタイムPCRに適しており、多くの一般的なサーマルサイクラーに使用できます。
- チューブ本体は整列包装されています。



製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
673210	Sapphire PCRチューブ8連ストリップ ナチュラル (本体のみ)	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥20,500	¥8,580	¥68.6
373250	Sapphire PCRキャップ8連ストリップ フラットトップ ナチュラル (フタのみ)		ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥7,320	¥3,590	¥28.7
373270	Sapphire PCRキャップ8連ストリップ ラウンドトップ ナチュラル (フタのみ)		ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥5,840	¥2,450	¥19.6

Sapphire PCRプレート

- 熱伝導に優れる薄型ウェル壁面
- 8 連チューブの蓋で密閉可能
- 主にご使用頂けるサーマルサイクラーは下記の通りです
 652250 : PRISM 7300,7500,7700 (Applied Biosystems)
 652260 : PRISM 7300,7500,7700,7900HT,
 QuantStudio™ (Applied Biosystems)
 652270 : iCycler, MyiQ™ (Bio-Rad)
 652290 : PRISM 7700 (Applied Biosystems)、
 iCycler, MyiQ™, iQ™5 (Bio-Rad)



製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
652250	Sapphire PCRプレート 96ウェル スカートなし フラットトップユニバーサル ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥110,140	¥48,500	¥485.0
652260	Sapphire PCRプレート 96ウェル ハーフスカート ABI用 ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥110,140	¥43,000	¥430.0
652270	Sapphire PCRプレート 96ウェル フルスカート ナチュラル	150μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥110,140	¥56,000	¥560.0
652290	Sapphire PCRプレート 96ウェル ハーフスカート ABI用 ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥110,140	¥34,000	¥340.0

Sapphire ニトリルグローブ

- アレルギーの少ないニトリル製グローブ
- パウダーフリー
- Flashfit™テクノロジー採用
- 湿った手でも装着しやすい



FlashFit™テクノロジーとは

グローブ内面を特殊なポリマーで薄マイクロテクスチャー技術にて処理しています。この処理はグローブ内面の粘性を抑え、滑り性を亢進します。更に、ユーザーが手の内にかいた汗や湿気を抑えます。これにより湿った手への装着性をさらに亢進させます。よって、これは手が濡れている時に装着を容易にする技術です。

FlashFit™テクノロジーの利点

手袋の破損低減

FlashFit™テクノロジーを採用した検査用手袋は病院や企業で働くヘルスケアに従事される方が湿った手に装着する場合も比較的容易にできます。そのため、**グローブ破損が有意に低減**し、実質的な**コストダウン**となります。

時間の浪費低減

FlashFit™テクノロジーを採用した検査用手袋はユーザーの湿った肌の上でも**加工がない場合より滑り**、手へのフィット感が高まります。グローブ同士が束なったり、くっついたりしにくいので、装着のための余計な時間の必要を抑えられます。グローブを**装着するための時間短縮**はユーザーの生産性と多くの成果をもたらします。

フィット感の亢進

FlashFit™テクノロジーを採用した検査用手袋は手が湿っている場合でも比較的フィットすることができます。これにより、ストレスのある環境でグローブが破損するリスクを低減し、**ユーザーの安全性**を改善します。

手の衛生行動

湿った手へのグローブの装着の困難さはFlashFit™テクノロジーによって低減されます。そのため、**快適さと簡易さ**などの有益性によりヘルスケア従事者は、各施設内で定められた手の衛生手順の順守により集中できます。

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
J998041	Sapphire ニトリルグローブ パウダーフリー XS	XS	ニトリル	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥25,000	¥18,750	¥7.5
J998042	Sapphire ニトリルグローブ パウダーフリー S	S	ニトリル	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥25,000	¥18,750	¥7.5
J998043	Sapphire ニトリルグローブ パウダーフリー M	M	ニトリル	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥25,000	¥18,750	¥7.5
J998044	Sapphire ニトリルグローブ パウダーフリー L	L	ニトリル	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥25,000	¥18,750	¥7.5

キャンペーン J0604 専用注文書

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年6月3日～2024年8月30日

	製品番号		キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
リロードタイプ	低残留タイプ			
	771364	10μl 未滅菌	¥5,080	
	772364	ロング 10μl 未滅菌	¥5,280	
	775364	200μl 未滅菌	¥5,480	
	776364	300μl 未滅菌	¥5,360	
	777364	1000μl 未滅菌	¥6,690	
	778364	1250μl 未滅菌	¥7,130	
	低残留タイプ (滅菌)			
	771365	10μl 滅菌	¥5,780	
	772365	ロング 10μl 滅菌	¥5,950	
	775365	200μl 滅菌	¥5,560	
	776365	300μl 滅菌	¥5,680	
	777365	1000μl 滅菌	¥7,070	
	778365	1250μl 滅菌	¥8,260	
専用ラック	770310	10/ロング10μl用	¥3,020	
	770320	200μl用	¥3,020	
	770330	300μl用	¥3,020	
	770340	1000/1250μl用	¥3,020	
ラック包装	低残留タイプ			
	771361	10μl 未滅菌	¥6,280	
	772361	ロング 10μl 未滅菌	¥6,140	
	775361	200μl 未滅菌	¥5,600	
	776361	300μl 未滅菌	¥6,720	
	777361	1000μl 未滅菌	¥6,540	
	778361	1250μl 未滅菌	¥7,260	
	低残留タイプ (滅菌)			
	771362	10μl 滅菌	¥6,340	
	772362	ロング 10μl 滅菌	¥7,180	
	775362	200μl 滅菌	¥6,060	
	776362	300μl 滅菌	¥6,240	
	777362	1000μl 滅菌	¥6,810	
	778362	1250μl 滅菌	¥8,590	

	製品番号		キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
ラック包装	低残留タイプ (フィルター付き・滅菌)			
	771363	10μl 滅菌	¥11,500	
	772363	ロング 10μl 滅菌	¥11,500	
	773363	20μl 滅菌	¥11,500	
	774363	100μl 滅菌	¥11,500	
	775363	200μl 滅菌	¥11,500	
	776363	300μl 滅菌	¥11,500	
	778363	1250μl 滅菌	¥14,000	

製品番号	容量	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
サファイアPCR 8連チューブ			
673210	本体のみ	¥8,580	
373250	フタのみ (フラットトップ)	¥3,590	
373270	フタのみ (ラウンドトップ)	¥2,450	
サファイアPCR 96ウェルプレート			
652250	スカートなし ユニバーサル	¥48,500	
652260	ハーフスカート ABI用	¥43,000	
652270	フルスカート	¥56,000	
652290	ハーフスカート ABI用	¥34,000	

製品番号		キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
ニトリルグローブ			
J998041	XS	¥18,750	ケース (250枚/箱×10箱)
J998042	S	¥18,750	ケース (250枚/箱×10箱)
J998043	M	¥18,750	ケース (250枚/箱×10箱)
J998044	L	¥18,750	ケース (250枚/箱×10箱)

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外のご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。ご理解賜ります様よろしく申し上げます。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年6月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

Document Number 202406004

グライナー・ジャパン取扱店