

making a difference

greiner bio-one

PROmotion

秋冬も熱い!

# グライナー細胞培養キャンペーン

2024年9月2日～2024年12月27日

greiner  
BIO-ONE

組み合わせ自由!

2ケース以上買ったら割引

## 細胞培養製品

P.3

細胞培養インサート



P.2

15 ml 遠心管




P.2

ガラスボトムシャーレ



P.2

マルチウェルプレート



## チューブ

P.4

2 ml チューブ



P.5

スクリュートップバイアル



P.5

5 ml チューブ



## ろ過製品

P.4

イージーストレイナー



P.6

ボトルトップフィルター



## 微生物培養関連製品

P.7

滅菌シャーレ



P.7

2ポジション  
キャップチューブ



P.7

白金耳・白金線




P.7

コンラージ棒

キャンペーンコード

J0903

ご注文方法: 専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。



## 15 ml 遠心管

- 片手での蓋の開け閉め可能
- 高い機械的強度と耐熱および耐薬品性
- 耐温度域：-196～+121℃（本体）、-80～+100℃（フタ）
- 耐遠心強度は15,000×g

**65%OFF**

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
188271-N	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 青キャップ(新デザイン) 15ml 滅菌	15ml	PP (チューブ) /HDPE (フタ)	○	50x20袋	1000	¥85,400	¥29,890	¥29.9




## ガラスボトム細胞培養シャーレ

- 35 mmフォーマットシャーレ
- 区画なしシャーレ
- 表面処理は無処理 / TC 処理 / Advanced TC™の3 種類

**39~40%OFF**

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
627861	CELLview™ ガラスボトムシャーレ 無処理	35x15mm/ 8.7 cm <sup>2</sup>	PS (本体) / ガラス (底面)	○	10×4袋	40	¥30,560	¥18,330	¥458.3
627860	CELLview™ ガラスボトムシャーレ TC	35x15mm/ 8.7 cm <sup>2</sup>	PS (本体) / ガラス (底面)	○	10×4袋	40	¥30,560	¥18,640	¥466.0
627965	CELLview™ ガラスボトムシャーレ AdvancedTC	35x15mm/ 8.7 cm <sup>2</sup>	PS (本体) / ガラス (底面)	○	10×4袋	40	¥48,560	¥29,620	¥740.5



## マルチウェルプレート

- TC製品は細胞の接着を促進する物理的 surface 処理
- 自動化システム対応
- ウェルの位置を英数字で表示

**60%OFF**

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
657160	CELLSTAR 6ウェル プレート TC 低蒸発フタ付 クリア	9.6cm <sup>2</sup>	PS	○	個別包装	100	¥82,220	¥32,900	¥329.0
662160	CELLSTAR 24ウェル プレート TC 低蒸発フタ付 クリア	1.9cm <sup>2</sup>	PS	○	個別包装	100	¥82,220	¥32,900	¥329.0
655180	CELLSTAR 96ウェル プレート TC 低蒸発フタ付 クリア	392μl/34mm <sup>2</sup>	PS	○	個別包装	100	¥80,800	¥32,320	¥323.2



# ThinCert™ 細胞培養インサート

- 透明ポリスチレン製の本体
- 吊り下げ型の構造
- PETキャピラリーポアメンブレン
- プリスターパックに個別包装
- 細胞接着性を高める物理表面処理
- セルフリフト構造による簡便なピペッティング
- ピペッティング時のアクセス性の良さと効率の良いガス交換

## メンブレン規格毎の代表的なアプリケーション

- ・ポア径が小さいもの (0.4 $\mu$ m、1 $\mu$ m) ..... 共培養・物質輸送・分泌と拡散
- ・ポア径が大きいもの (3 $\mu$ m、8 $\mu$ m) ..... 細胞移動と浸潤
- ・透明 (ポア密度：低) ..... 光学顕微鏡・電子顕微鏡
- ・半透明 (ポア密度：高) ..... 電子顕微鏡・TEER・物質輸送

**44~47%OFF**

## 6ウェルプレート用

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
657641	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 $\mu$ m 透明	452.4mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657640	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 $\mu$ m 半透明	452.4mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657610	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径1.0 $\mu$ m 透明	452.4mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657630	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 $\mu$ m 透明	452.4mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657631	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 $\mu$ m 半透明	452.4mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657638	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径8.0 $\mu$ m 半透明	452.4mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8

## 12ウェルプレート用

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
665641	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 $\mu$ m 透明	113.1mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665640	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 $\mu$ m 半透明	113.1mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665610	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径1.0 $\mu$ m 透明	113.1mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665630	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 $\mu$ m 透明	113.1mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665631	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 $\mu$ m 半透明	113.1mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665638	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径8.0 $\mu$ m 半透明	113.1mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3

## 24ウェルプレート用

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
662641	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 $\mu$ m 透明	33.6mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662640	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 $\mu$ m 半透明	33.6mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662610	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径1.0 $\mu$ m 透明	33.6mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662630	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 $\mu$ m 透明	33.6mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662631	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 $\mu$ m 半透明	33.6mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662638	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径8.0 $\mu$ m 半透明	33.6mm <sup>2</sup>	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3



## EASYstrainer™ (イージーストレイナー)

- 懸濁液のフィルトレーションに使用  
例. プライマリー細胞、幹細胞、FACSの前処理など
- メッシュサイズごとに異なる色
- DNase / RNase / humanDNA / エンドトキシン / パイロジェンフリー
- 無菌操作を容易にするプラスチック製のカバーとハンドル



**45%OFF**

製品番号	製品名	メッシュサイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
542040	EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ40μm グリーン プリスター包装	40μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥16,660	¥9,160	¥183.2
542070	EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装	70μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥16,660	¥9,160	¥183.2
542000	EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装	100μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥16,660	¥9,160	¥183.2



## EASYstrainer™ small

- 1.5~15 mlチューブに対応
- 製品の組み合わせにより、one-step のフィルトレーション可能
- 空気穴による迅速なる過とオーバーフローの防止
- 製品の取り扱いを容易にするプリスター包装



**40%OFF**

製品番号	製品名	メッシュサイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
542120	EASYstrainer Small メッシュサイズ20μm レッド プリスター包装	20μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,380	¥9,100	¥182.0
542140	EASYstrainer Small メッシュサイズ40μm グリーン プリスター包装	40μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,380	¥9,100	¥182.0
542170	EASYstrainer Small メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装	70μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,380	¥9,100	¥182.0
542100	EASYstrainer Small メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装	100μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,380	¥9,100	¥182.0



## マイクロチューブ

- 容量は2ml
- 高い耐熱・耐薬品性
- 耐温度域：-80 ~ +121℃
- シールの貼り付けが容易なフラットトップ

**50%OFF**

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
623201	リアクションチューブ V底 2.0ml ナチュラル (マイクロスピッツ)	2.0ml	PP	×	500x8袋	4000	¥33,120	¥16,550	¥4.1

# リアクションチューブ 5ml



- DNase/RNaseフリー
- ヒトDNA フリー
- パイロジェンフリー
- 耐性温度：-80℃～121℃
- 耐遠心強度：25,000 RCF

\*固定アングルローター使用時の耐遠心強度です。

**52~53%OFF**

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
725201	リアクションチューブ (未栓) コニカル底 専用青スクリーキャップ付 目盛付き 5ml ナチュラル 未滅菌	5.0ml	PP	×	100本/包×5包	500	¥21,840	¥10,260	¥20.5
725261	リアクションチューブ コニカル底 青スクリーキャップ 目盛付き 5ml ナチュラル 滅菌	5.0ml	PP	○	50本/ラック	500	¥29,050	¥13,940	¥27.9

# スクリートップバイアル/専用フタ



716201      717201      722201



- 高い耐熱・耐薬品性
- 専用フタは高品質ポリプロピレン製 (O-リングは熱可塑性合成ゴム製)

製品番号	耐遠心強度 max. RCF [g]
716201 / 717201	20,000
722201	20,000

パイロジェンフリーはバイアル本体のみ。

**44~45%OFF**

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
716201	スクリートップバイアル V底 本体のみ 1.5ml 3663xx用	1.5ml	PP	×	500本×1袋	500	¥6,200	¥3,410	¥6.8
717201	スクリートップバイアル V底 自立型 本体のみ 1.5ml 3663xx用	1.5ml	PP	×	500本×1袋	500	¥6,200	¥3,410	¥6.8
722201	スクリートップバイアル V底 自立型 本体のみ 2.0ml 3663xx用	2.0ml	PP	×	500本×1袋	500	¥6,200	¥3,410	¥6.8
366380	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 ナチュラル		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2
366383	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 レッド		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2
366384	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 ブルー		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2
366385	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 グリーン		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2
366386	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 イエロー		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2



## 細胞培養シャーレ

- TC製品は細胞の接着を促進する物理的的表面処理済
- 最適なガス交換を行うペント構造
- サイズはφ60 mm、100mm、145 mm (培養面積21cm<sup>2</sup>、58cm<sup>2</sup>、143 cm<sup>2</sup>)
- 積み重ねやすい設計
- 顕微鏡観察のための優れた透明性

**55%OFF**

### TC製品

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
628160	CELLSTAR 60x15mm シャーレ TC 21cm <sup>2</sup>	60x15mm/21cm <sup>2</sup>	PS	○	10x60袋	600	¥60,480	¥27,220	¥45.4
664160-013	CELLSTAR 100x20mm シャーレ TC 58cm <sup>2</sup>	100x20mm/58cm <sup>2</sup>	PS	○	15x24袋	360	¥78,480	¥35,320	¥98.1
639160	CELLSTAR 145x20mm シャーレ TC 143cm <sup>2</sup>	145x20mm/143cm <sup>2</sup>	PS	○	5x24袋	120	¥75,720	¥34,080	¥284.0



## Leucosep™ (リユーコセップ)

- 末梢血または骨髄から、リンパ球や単核球を効率よく分離
- 全血から直接の濃縮作業が可能
- 赤血球と顆粒球を除去
- 素早い分離 (15分、室温)
- 一般的な実験設備があれば使用可能。専用機器は必要なし
- ユーザーが選定した比重液を充填して使用可能 (163290、227290)
- すぐにお使いいただける比重液充填済み製品あり (163288-013)

**12~40%OFF**

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
163290	Leucosep リンパ球分離チューブ 丸底 多孔質バリアー付 サンプル量3-8ml 16.8x100mm	12ml	PP (チューブ) /HDPE (フタ・バリア)	○	50x1 ラック	50	¥22,050	¥13,230	¥264.6
227290	Leucosep リンパ球分離チューブ コニカル底 多孔質バリアー付 サンプル量15-30ml 30x115mm	50ml	PP (チューブ) /HDPE (フタ・バリア)	○	25x1 ラック	25	¥22,050	¥13,230	¥529.2
163288-013	Leucosep リンパ球分離チューブ 丸底 多孔質バリアー付 サンプル量3-8ml 血球分離液充填済 16.8x100mm 12ml	12ml	PP (チューブ) /HDPE (フタ・バリア)	無菌製造	50x1 ラック	50	¥30,440	¥26,790	¥535.8




## ボトルトップフィルターリザーバーボトル

- 短時間で濾過滅菌の処理が完了
- タンパク質吸着が少ないポリエーテルサルフォン (PES) メンブレン
- 0.22 μmポアサイズ
- 150ml, 250ml, 500ml, 1,000mlの4種類
- 注ぎやすい広口 (口径45mm)
- 有効期限：3年間
- 滅菌保証レベル (SAL10<sup>-6</sup>)：電子線滅菌
- 動物由来成分 (TSE/BSE) フリー、細胞障害性フリー、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー

**49~52%OFF**

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
J951150	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm 150 ml 滅菌	150 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥20,670	¥9,920	¥826.7
J951250	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm 250 ml 滅菌	250 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥23,010	¥11,270	¥939.2
J951500	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm 500 ml 滅菌	500 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥25,140	¥12,570	¥1,047.5
J951000	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22 μm 1000 ml 滅菌	1000 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥36,900	¥18,800	¥1,566.7



## 滅菌シャーレ

■ 菌類、バクテリア、その他の微生物の培養に最適

**52%OFF**


製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
633181	94×16mm 滅菌シャーレ	94×16 mm	PS	○	20×24袋	480	¥13,800	¥6,620	¥13.8



## 2ポジションキャップチューブ

Free of detectable DNase, RNase, human DNA non-pyrogenic

■ 大腸菌などの細菌の培養に使用




ベントキャップの2つのポジション

1. キャップをかぶせて使用します。チューブ内部の均質なガス交換が可能です。
2. キャップを深く押し込んで使用します。チューブは気密状態になります。

**54~60%OFF**

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	ケース価格 (税抜)	ケース価格 (税抜)
115262	2ポジションキャップチューブ 5ml	5ml	PP (チューブ) / LDPE (フタ)	○	25×80袋	2000	¥128,000	¥51,200	¥25.6
187262	2ポジションキャップチューブ 14ml 25x40袋	14ml	PP (チューブ) / LDPE (フタ)	○	25×40袋	1000	¥94,000	¥41,360	¥41.4



## ディスポーザブル白金耳・白金線

- 菌の画線培養や液体培地への植菌に使用
- 画線培養後のシングルコロニーの植菌に使用
- ディスポーザブルのため衛生的

## コンラージ棒

- 寒天培地に菌の懸濁液を塗り広げるのに使用
- ディスポーザブルのため衛生的



**50~58%OFF**

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
730190	コンラージ棒 滅菌		PS	○	20x25袋	500	¥13,150	¥6,310	¥12.6
731161	ディスポーザブル白金耳 1μl 滅菌 個別包装	1μl	PS	○	個別包装	600	¥23,040	¥11,300	¥18.8
731165	ディスポーザブル白金耳 1μl 滅菌 10x300袋	1μl	PS	○	10x300袋	3000	¥104,640	¥47,080	¥15.7
731171	ディスポーザブル白金耳 10μl 滅菌 個別包装	10μl	PS	○	個別包装	600	¥23,040	¥11,520	¥19.2
731175	ディスポーザブル白金耳 10μl 滅菌 10x300袋	10μl	PS	○	10x300袋	3000	¥104,640	¥47,080	¥15.7
731181	ディスポーザブル白金線 滅菌 個別包装		PS	○	個別包装	600	¥23,040	¥11,060	¥18.4
731185	ディスポーザブル白金線 滅菌 10x300袋		PS	○	10x300袋	3000	¥104,640	¥44,000	¥14.7

# グライナー細胞培養キャンペーン J0903 専用注文書

## FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年9月2日～2024年12月27日

製品番号	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
188271-N	¥29,890		662610	¥20,700		366386	¥5,120	
627861	¥18,330		662630	¥20,700		628160	¥27,220	
627860	¥18,640		662631	¥20,700		664160-013	¥35,320	
627965	¥29,620		662638	¥20,700		639160	¥34,080	
657160	¥32,900		542040	¥9,160		163290	¥13,230	
662160	¥32,900		542070	¥9,160		227290	¥13,230	
655180	¥32,320		542000	¥9,160		163288-013	¥26,790	
657641	¥10,100		542120	¥9,100		J951150	¥9,920	
657640	¥10,100		542140	¥9,100		J951250	¥11,270	
657610	¥10,100		542170	¥9,100		J951500	¥12,570	
657630	¥10,100		542100	¥9,100		J951000	¥18,800	
657631	¥10,100		623201	¥16,550		633181	¥6,620	
657638	¥10,100		725201	¥10,260		115262	¥51,200	
665641	¥19,600		725261	¥13,940		187262	¥41,360	
665640	¥19,600		716201	¥3,410		730190	¥6,310	
665610	¥19,600		717201	¥3,410		731161	¥11,300	
665630	¥19,600		722201	¥3,410		731165	¥47,080	
665631	¥19,600		366380	¥5,120		731171	¥11,520	
665638	¥19,600		366383	¥5,120		731175	¥47,080	
662641	¥20,700		366384	¥5,120		731181	¥11,060	
662640	¥20,700		366385	¥5,120		731185	¥44,000	

2ケース以上の購入で  
表示金額適用となります。  
組み合わせは自由となります。

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしく申し上げます。

また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

グライナー・ジャパン取扱店

### ■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年9月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。