


New サファイアチップ キャンペーン

期間：2024年9月2日～2024年12月27日

スタンダードタイプと低残留タイプの両方がキャンペーン対象！！




キャンペーンコード

J0904

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

チップの原寸大サイズと適合表について



弊社サファイアピペット (マイクロピペット) 適合表

		Sapphire PIPETTE TIPS (STANDARD / LOW RETENTION)							
PIPETTE MODELS	Volume [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
	Volume range [µl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
	Tip version	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Filter tip	Filter tip	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Tip	Tip/Filter tip
	Article no.	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX
GREINER BIO-ONE									
Single-channel pipettes									
Sapphire	0.2-2 µl	●	●						
	1-10 µl	●	●						
	1-20 µl			●		●			
	10-100 µl			■	●	T●/F-			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
	500-5000 µl								
	1000-10000 µl								
Multi-channel pipettes									
Sapphire	8/12 CH 0.5-10 µl	●	●						
	8/12 CH 2-20 µl			●		T●/F-			
	8/12 CH 20-200 µl			■	■	●	●		
	8/12 CH 20-300 µl			■	■	■	●		

弊社のチップは他社のマイクロピペットにもご使用頂けます。
各社のマイクロピペットの適合表は総合カタログ 142 ~ 145ページをご参考ください。

総合カタログはこちらのQRコードからでもご覧いただけます。

https://www.gbo.com/fileadmin/media/Japan/01_Downloads_BioScience/SALES_Product_Catalogues/GBOJP-202204001_BS_Product_Catalogue_202204.pdf



バルクタイプ

- 容量は10 μ l (ロング含む)、200 μ l、300 μ l、1000 μ l、1250 μ lの6種類
- ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
- 素早く容量が確認できるリード線つき
- 低残留タイプはチップ表面がなめらかなため、排出時の残液が少ない
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造
- 包装に製品番号、ロット番号、使用期限を記載
- 容量が一目で分かるよう色分けラベルつき
- DNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー




スタンダードタイプ

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771350	NewSapphire ピペットチップユニバーサルバルク包装 10 μ l ナチュラル 未滅菌	10 μ l	PP	×	1000本×1袋	1000	¥3,180	¥2,100	¥2.10
772350	NewSapphire ピペットチップユニバーサルバルク包装 ロングタイプ 10 μ l ナチュラル 未滅菌	10 μ l	PP	×	1000本×1袋	1000	¥3,880	¥2,450	¥2.45
775350	NewSapphire ピペットチップユニバーサルバルク包装 200 μ l ナチュラル 未滅菌	200 μ l	PP	×	1000本×1袋	1000	¥2,660	¥1,750	¥1.75
776350	NewSapphire ピペットチップユニバーサルバルク包装 300 μ l ナチュラル 未滅菌	300 μ l	PP	×	1000本×1袋	1000	¥4,000	¥2,700	¥2.70
778350	NewSapphire ピペットチップユニバーサルバルク包装 1250 μ l ナチュラル 未滅菌	1250 μ l	PP	×	1000本×1袋	1000	¥5,100	¥3,350	¥3.35

リロードタイプ (詰め替え式)

- 環境に配慮した紙包装タイプ
- スタンダードタイプをご用意
- 未滅菌と滅菌タイプの両方をご用意
- インサート (天板) に容量、シリアル番号、ロット番号を印字
- 10 μ lの専用ラックはロングタイプと兼用
1000 μ lの専用ラックは1250 μ lと兼用



スタンダードタイプ (未滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771354	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 10 μ l ナチュラル 未滅菌	10 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥7,200	¥4,500	¥4.7
772354	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル ロングタイプ 10 μ l ナチュラル 未滅菌	10 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥8,160	¥4,750	¥4.9
775354	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 200 μ l ナチュラル 未滅菌	200 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥7,680	¥4,800	¥5.0
776354	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 300 μ l ナチュラル 未滅菌	300 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥7,680	¥4,300	¥4.5
777354	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 1000 μ l ナチュラル 未滅菌	1000 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥9,120	¥5,500	¥5.7
778354	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 1250 μ l ナチュラル 未滅菌	1250 μ l	PP	×	96本×10段	960	¥10,560	¥6,700	¥7.0

リロードタイプ（詰め替え式）



スタンダードタイプ（滅菌）

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格(税抜)	キャンペーン 単価(税抜)
771355	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96本×10段	960	¥8,160	¥5,300	¥5.5
772355	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96本×10段	960	¥8,640	¥5,400	¥5.6
775355	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96本×10段	960	¥8,640	¥5,500	¥5.7
776355	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96本×10段	960	¥8,640	¥5,500	¥5.7
777355	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 1000μl ナチュラル 滅菌	1000μl	PP	○	96本×10段	960	¥10,080	¥6,600	¥6.9
778355	NewSapphire リロードチップ詰め替え用 ユニバーサル 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96本×10段	960	¥11,040	¥7,000	¥7.3

ラック包装タイプ

- フィルターなしタイプとフィルターありタイプをご用意
- ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
- 滅菌品は無菌性保証水準 10^{-6} (SAL 10^{-6})
- リロードタイプと同じくインサート(天板)に容量、シリアル番号、ロット番号を印字
- フィルターは疎水性のポリエチレンフィルター
- ISO 9001, ISO 8655-6, ISO 10993-5, ISO 11137に準拠して製造




ISO 9001
Quality man.
systems
- Requirements

ISO 8655-6
Piston-operated
volumetric
apparatus

ISO 10993-5
Biomedical
evaluation of
medical devices

ISO 11137
Sterilisation
of healthcare
products



少ない力でピペットの先端にはまるソフトフィットタイプ

これまでよりも製造に使うプラスチック量を減らしたデザイン

医療グレードのポリプロピレンで製造

素早く容量が確認できるリード線つき

スリムでシャープな形状のためマイクロピペット内へのコンタミネーションのリスクを低減

value!
お買い得



スタンダードタイプ（未滅菌）

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格(税抜)	キャンペーン 単価(税抜)
771351	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	96×10ラック	960	¥9,600	¥5,000	¥5.2
772351	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	96×10ラック	960	¥10,080	¥5,500	¥5.7
775351	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 未滅菌	200μl	PP	×	96×10ラック	960	¥8,640	¥4,800	¥5.0
776351	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 未滅菌	300μl	PP	×	96×10ラック	960	¥9,600	¥5,500	¥5.7
777351	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 未滅菌	1000μl	PP	×	96×10ラック	960	¥10,560	¥6,000	¥6.3
778351	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 未滅菌	1250μl	PP	×	96×10ラック	960	¥11,520	¥6,500	¥6.8

ラック包装タイプ



スタンダードタイプ (滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,500	¥6.8
772352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,040	¥7,000	¥7.3
775352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96×10ラック	960	¥9,120	¥6,000	¥6.3
776352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,700	¥7.0
777352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 滅菌	1000μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,040	¥7,300	¥7.6
778352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96×10ラック	960	¥12,480	¥8,500	¥8.9



スタンダードタイプ (フィルター付き・滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.3
772353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.3
773353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 20μl ナチュラル 滅菌	20μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.3
774353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 100μl ナチュラル 滅菌	100μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.3
775353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥11,520	¥12.0
776353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥11,520	¥12.0
778353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96×10ラック	960	¥21,600	¥13,440	¥14.0


専用ラック (チップなし)

- 専用ラックは容量ごとに色分け
- 50回以上のオートクレープ可能
- 10μlの専用ラックはロングタイプと兼用
1000μlの専用ラックは1250μlと兼用
- 専用ラックはバルクタイプとリロードタイプの
両方で使用



製品番号	製品名	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
770310	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 10μl/10μl(ロングタイプ) レッド(インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0
770320	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 200μl イエロー(インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0
770330	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 300μl グリーン(インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0
770340	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 1000μl/1250μl ブルー(インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0

低残留タイプ



バルクタイプ



低残留タイプ

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771360	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサルバルク包装 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	1000本×1袋	1000	¥3,680	¥2,450	¥2.45
772360	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサルバルク包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	1000本×1袋	1000	¥4,080	¥2,750	¥2.75
775360	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサルバルク包装 200μl ナチュラル 未滅菌	200μl	PP	×	1000本×1袋	1000	¥2,860	¥1,900	¥1.90
776360	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサルバルク包装 300μl ナチュラル 未滅菌	300μl	PP	×	1000本×1袋	1000	¥4,300	¥2,850	¥2.85
777360	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサルバルク包装 1000μl ナチュラル 未滅菌	1000μl	PP	×	1000本×1袋	1000	¥3,180	¥2,100	¥2.10
778360	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサルバルク包装 1250μl ナチュラル 未滅菌	1250μl	PP	×	1000本×1袋	1000	¥5,420	¥3,600	¥3.60

リロードタイプ (詰め替え式)



低残留タイプ


製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	96本×10段	960	¥8,160	¥5,080	¥5.3
772364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	96本×10段	960	¥8,640	¥5,280	¥5.5
775364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 200μl ナチュラル 未滅菌	200μl	PP	×	96本×10段	960	¥8,640	¥5,480	¥5.7
776364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 300μl ナチュラル 未滅菌	300μl	PP	×	96本×10段	960	¥8,640	¥5,360	¥5.6
777364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 1000μl ナチュラル 未滅菌	1000μl	PP	×	96本×10段	960	¥10,080	¥6,690	¥7.0
778364	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 1250μl ナチュラル 未滅菌	1250μl	PP	×	96本×10段	960	¥11,040	¥7,130	¥7.4



低残留タイプ (滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96本×10段	960	¥8,640	¥5,780	¥6.0
772365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96本×10段	960	¥9,120	¥5,950	¥6.2
775365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96本×10段	960	¥9,120	¥5,560	¥5.8
776365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96本×10段	960	¥9,120	¥5,680	¥5.9
777365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 1000μl ナチュラル 滅菌	1000μl	PP	○	96本×10段	960	¥10,560	¥7,070	¥7.4
778365	NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用 ユニバーサル 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96本×10段	960	¥13,920	¥8,260	¥8.6

低残留タイプ



ラック包装タイプ



低残留タイプ

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,280	¥6.5
772361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌	10μl	PP	×	96×10ラック	960	¥11,040	¥6,140	¥6.4
775361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 未滅菌	200μl	PP	×	96×10ラック	960	¥9,120	¥5,600	¥5.8
776361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 未滅菌	300μl	PP	×	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,720	¥7.0
777361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 未滅菌	1000μl	PP	×	96×10ラック	960	¥11,040	¥6,540	¥6.8
778361	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 未滅菌	1250μl	PP	×	96×10ラック	960	¥12,000	¥7,260	¥7.6



低残留タイプ (滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,040	¥6,340	¥6.6
772362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,520	¥7,180	¥7.5
775362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,060	¥6.3
776362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,040	¥6,240	¥6.5
777362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 滅菌	1000μl	PP	○	96×10ラック	960	¥12,000	¥6,810	¥7.1
778362	NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96×10ラック	960	¥13,920	¥8,590	¥8.9



低残留タイプ (フィルター付き・滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
772363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
773363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 20μl ナチュラル 滅菌	20μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
774363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 100μl ナチュラル 滅菌	100μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
775363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
776363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥12.0
778363	NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96×10ラック	960	¥22,560	¥14,000	¥14.6

キャンペーン J0904 専用注文書

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年9月2日～2024年12月27日

	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
バルクタイプ	スタンダードタイプ (未減菌)		
	771350	¥2,100	
	772350	¥2,450	
	775350	¥1,750	
	776350	¥2,700	
	778350	¥3,350	
リロードタイプ	スタンダードタイプ (未減菌)		
	771354	¥4,500	
	772354	¥4,750	
	775354	¥4,800	
	776354	¥4,300	
	777354	¥5,500	
	778354	¥6,700	
	スタンダードタイプ (減菌)		
	771355	¥5,300	
	772355	¥5,400	
ラック包装	スタンダードタイプ (未減菌)		
	771351	¥5,000	
	772351	¥5,500	
	775351	¥4,800	
	776351	¥5,500	
	777351	¥6,000	
	778351	¥6,500	
	スタンダードタイプ (減菌)		
	771352	¥6,500	
	772352	¥7,000	

	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	
ラック包装	スタンダードタイプ (フィルター付き・減菌)			
	771353	¥10,800		
	772353	¥10,800		
	773353	¥10,800		
	774353	¥10,800		
	775353	¥11,520		
	776353	¥11,520		
	778353	¥13,440		
	専用ラック	770310	¥3,020	
		770320	¥3,020	
770330		¥3,020		
770340		¥3,020		
バルクタイプ	低残留タイプ			
	771360	¥2,450		
	772360	¥2,750		
	775360	¥1,900		
	776360	¥2,850		
	777360	¥2,100		
	778360	¥3,600		
	リロードタイプ	低残留タイプ		
		771364	¥5,080	
		772364	¥5,280	
775364		¥5,480		
776364		¥5,360		
777364		¥6,690		
778364		¥7,130		
低残留タイプ (減菌)				
771365		¥5,780		
772365		¥5,950		

	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
ラック包装タイプ	低残留タイプ		
	771361	¥6,280	
	772361	¥6,140	
	775361	¥5,600	
	776361	¥6,720	
	777361	¥6,540	
	778361	¥7,260	
	低残留タイプ (減菌)		
	771362	¥6,340	
	772362	¥7,180	
バルクタイプ	低残留タイプ (フィルター付き・減菌)		
	771363	¥11,500	
	772363	¥11,500	
	773363	¥11,500	
	774363	¥11,500	
	775363	¥11,500	
	776363	¥11,500	
	778363	¥14,000	

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。勝手なご依頼になりますが、当社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。ご理解賜ります様よろしくお願い申し上げます。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル
 TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546
 URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年9月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
 【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。