

making a difference

greiner bio-one
PROmotion

greiner
BIO-ONE

グライナー Products の AUTUMN CAMPAIGN


2024年9月2日（月）～2024年12月27日（金）

P.2



細胞培養フラスコ / 細胞培養シャーレ

P.3



96 ウェル HTS インサート /
セルリペレント（低接着細胞培養製品） / ビーカー

P.4



クライオバイアル（凍結保存チューブ）
/ 凍結保存チューブ用ラック

P.5




2D バーコードチューブ&ラック
/ バイオバンキングチューブ / マイクロチューブ

P.6



マイクロプレート /
プラスチック試験管&遮光遠心管

P.7




PCR プレート & PCR チューブ /
シール / ロングチップ

キャンペーンコード

J0913

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。



細胞培養フラスコ

- TC製品は細胞の接着を促進する物理的の表面処理済
- SC製品は浮遊培養用
- スタンダードキャップ（フィルターなし）/フィルターキャップ
- フィルターキャップは疎水性キャピラリーポアメンブレンを使用
- カントネック
- 両側面に目盛り付き
- ピールオープン滅菌パッケージ
- 培養面積は 25cm²、75cm²、175cm²

53~54%OFF

TC製品

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
690160	CELLSTAR フラスコ TC 赤ST キャップ 25cm ² 50ml	50ml	PS (本体) / HDPE (フタ)	○	10x20袋	200	¥75,280	¥35,000	¥175.0
658170	CELLSTAR フラスコ TC 赤ST キャップ 75cm ² 250ml	250ml	PS (本体) / HDPE (フタ)	○	5x24袋	120	¥70,680	¥32,500	¥270.8
661160	CELLSTAR フラスコ TC 赤ST キャップ 175cm ² 650ml	650ml	PS (本体) / HDPE (フタ)	○	4x10袋	40	¥57,480	¥26,500	¥662.5
690175	CELLSTAR フラスコ TC 赤FT キャップ 25cm ² 50ml	50ml	PS (本体) / HDPE (フタ) / PTFEコートPET (フィルター)	○	10x20袋	200	¥103,880	¥48,000	¥240.0
658175	CELLSTAR フラスコ TC 赤FT キャップ 75cm ² 250ml	250ml	PS (本体) / HDPE (フタ) / PTFEコートPET (フィルター)	○	5x24袋	120	¥87,240	¥40,500	¥337.5
661175	CELLSTAR フラスコ TC 赤FT キャップ 175cm ² 650ml	650ml	PS (本体) / HDPE (フタ) / PTFEコートPET (フィルター)	○	4x10袋	40	¥60,240	¥28,500	¥712.5


※ST:スタンダードキャップ（フィルターなし）、FT:フィルターキャップ

53~60%OFF

SC製品

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
690190	CELLSTAR フラスコ SC 白ST キャップ 25cm ² 50ml	50ml	PS (本体) / HDPE (フタ)	○	10x20袋	200	¥64,360	¥30,000	¥150.0
658190	CELLSTAR フラスコ SC 白ST キャップ 75cm ² 250ml	250ml	PS (本体) / HDPE (フタ)	○	5x24袋	120	¥63,000	¥29,500	¥245.8
661190	CELLSTAR フラスコ SC 白ST キャップ 175cm ² 650ml	650ml	PS (本体) / HDPE (フタ)	○	4x10袋	40	¥41,980	¥20,000	¥500.0
690195	CELLSTAR フラスコ SC 白FT キャップ 25cm ² 50ml	50ml	PS (本体) / HDPE (フタ) / PTFEコートPET (フィルター)	○	10x20袋	200	¥103,780	¥47,000	¥235.0
658195	CELLSTAR フラスコ SC 白FT キャップ 75cm ² 250ml	250ml	PS (本体) / HDPE (フタ) / PTFEコートPET (フィルター)	○	5x24袋	120	¥86,820	¥35,000	¥291.7
661195	CELLSTAR フラスコ SC 白FT キャップ 175cm ² 650ml	650ml	PS (本体) / HDPE (フタ) / PTFEコートPET (フィルター)	○	4x10袋	40	¥60,220	¥28,500	¥712.5

※ST:スタンダードキャップ（フィルターなし）、FT:フィルターキャップ




細胞培養シャーレ

- SCは浮遊培養用
- 最適なガス交換を行うベント構造
- サイズはφ35mm、60mm、100mm、145mm
- 積み重ねやすい設計
- 顕微鏡観察のための優れた透明性

50~64%OFF

SC製品

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
627161	CELLSTAR 35x10mm シャーレ SC	35x10mm	PS	○	10枚x74袋	740	¥38,850	¥14,000	¥18.9
628161	CELLSTAR 60x15mm シャーレ SC	60x15mm	PS	○	20枚x30袋	600	¥31,500	¥12,500	¥20.8
664161	CELLSTAR 100x20mm シャーレ SC	100x20mm	PS	○	15枚x24袋	360	¥17,820	¥9,000	¥25.0
639161	CELLSTAR 145x20mm シャーレ SC	145x20mm	PS	○	15枚x8袋	120	¥27,720	¥13,500	¥112.5



フタ

メンブレンプレート


レシーバープレート

THINCERT® 96ウェル HTS インサート


- ハイスループットのアプリケーションのための 96 ウェルシステム
- 0.4μmポアサイズの場合はトランスポート、透過性研究、Air-lift培養、共培養、および毒性スクリーニングに最適
- 3μmおよび8μmポアサイズの場合は薬物スクリーニング、血管形成研究およびがん研究に最適
- 自動化に適した設計
- ウィッキング効果の減少

15%OFF


製品番号	製品名	培養面積	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
655640	ThinCert 96ウェル用 HTSインサート TC ポア径0.4μm 半透明	14 mm ²	PC (本体・メンブレン) / PS (プレート・フタ)	○	個別包装	5	¥230,980	¥197,410	¥39,482.0
655641	ThinCert 96ウェル用 HTSインサート TC ポア径0.4μm 透明	14 mm ²	PC (本体・メンブレン) / PS (プレート・フタ)	○	個別包装	5	¥241,470	¥206,380	¥41,276.0
655630	ThinCert 96ウェル用 HTSインサート TC ポア径3.0μm 透明	14 mm ²	PC (本体・メンブレン) / PS (プレート・フタ)	○	個別包装	5	¥54,000	¥46,150	¥9,230.0
655680	ThinCert 96ウェル用 HTSインサート TC ポア径8.0μm 透明	14 mm ²	PC (本体・メンブレン) / PS (プレート・フタ)	○	個別包装	5	¥54,000	¥46,150	¥9,230.0
655169	ThinCert 96ウェル レシーバープレート 無処理 平底 低蒸発フタ付		PS	○	個別包装	8	¥14,950	¥12,770	¥1,596.3
655167	ThinCert 96ウェル レシーバープレート TC 平底 低蒸発フタ付		PS	○	個別包装	8	¥16,540	¥14,130	¥1,766.3



657970



662970



677970



650970/651970/655970

CELLSTAR® セルリペレント

- 浮遊培養とスフェロイド形成のための低接着細胞培養製品
- スフェロイド、胚様体および幹細胞凝集体形成
- 半接着または接着細胞の浮遊培養 (例: マクロファージの浮遊培養)
- 品質保証期間: 製造後 4年間

42%OFF

製品番号	製品名	培養面積	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
657970	CELLSTAR Cell-Repellent プレート 6ウェル フタ付	9.6 cm ²	PS	○	1枚x5袋	5	¥13,480	¥7,930	¥1,586.0
662970	CELLSTAR Cell-Repellent プレート 24ウェル フタ付	1.9 cm ²	PS	○	1枚x5袋	5	¥13,480	¥7,930	¥1,586.0
677970	CELLSTAR Cell-Repellent プレート 48ウェル フタ付	1.0 cm ²	PS	○	1枚x5袋	5	¥13,480	¥7,930	¥1,586.0
650970	CELLSTAR Cell-Repellent プレート 96ウェル U底 フタ付	323μl	PS	○	1枚x6袋	6	¥17,100	¥10,050	¥1,675.0
651970	CELLSTAR Cell-Repellent プレート 96ウェル V底 フタ付	234μl	PS	○	1枚x6袋	6	¥17,100	¥10,050	¥1,675.0
655970	CELLSTAR Cell-Repellent プレート 96ウェル 平底 フタ付	392μl	PS	○	1枚x6袋	6	¥17,100	¥10,050	¥1,675.0



ビーカー

- 幅広い研究用途に使用できる多目的ビーカー
- 適度な機械的強度と耐熱・耐薬品耐性
耐温度域: -10~+121°C (本体)、-50~+80°C (フタ)

50%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
724411	マルチパーパスビーカー 120ml 白スクリュウキャップ付 未滅菌	120 ml	PP	×	300x1袋	300	¥24,810	¥12,500	¥41.7


Cryo.s™ クライオバイアル



- 無菌性保証水準 (Sterility Assurance Level: ISO 11137 準拠) は SAL10⁻⁶
- -196℃～+37℃で使用可能
- 内蓋タイプはシリコン素材のOリング付き
- 外蓋は特殊なくぼみがあり、オートデキャッパー対応
- DNase/RNase/ヒトDNAフリー、ピロジェンフリー、細胞障害性物質フリー

30~50%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
121263	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 2ml ナチュラル	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥51,300	¥35,910	¥71.8
122263	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml ナチュラル	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥51,300	¥35,910	¥71.8
122277	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml グリーン	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥51,300	¥35,910	¥71.8
122278	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml イエロー	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥51,300	¥35,910	¥71.8
122279	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml ブルー	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥51,300	¥35,910	¥71.8
122280	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml レッド	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥51,300	¥35,910	¥71.8
124263	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 5ml ナチュラル	5ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	50x6袋	300	¥39,480	¥27,630	¥92.1
124276	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 5ml イエロー	5ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	50x6袋	300	¥39,480	¥27,630	¥92.1
126261	Cryo.sクライオバイアル 外蓋 丸底 自立 2ml ナチュラル書込みスペースなし	2ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	100本x5袋	500	¥51,300	¥25,650	¥51.3
126263	Cryo.sクライオバイアル 外蓋 丸底 自立 2ml ナチュラル	2ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	100本x5袋	500	¥51,300	¥35,910	¥71.8
127263	Cryo.sクライオバイアル 外蓋 丸底 自立 4ml ナチュラル	4ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	50x6袋	300	¥39,480	¥27,630	¥92.1



802202

802204



J802710

Cryo.s™ 凍結保存チューブ用ラック

クライオラック

- 1 ml/2 ml用のクライオバイアルに対応
- 81本立て、蓋は透明
- -90℃～+121℃で使用可能

クライオボックス

- プラスチックの環境問題に対応した紙製のフリーズボックス
- 仕切りがアコーディオン式のため脱着がスムーズ
- 底4か所に穴があるため液体窒素のドレインも早い
- フタの上面と側面にロゴや書き込みスペースがあるので箱正面が分かりやすい

30~44%OFF

製品番号	製品名	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
802202	Cryo.sクライオバイアル用ラック 81本立 1ml&2ml用 ナチュラル	PP	×	5個	5	¥10,420	¥7,290	¥1,458.0
802204	Cryo.sクライオバイアル用ラック 81本立 1ml&2ml用 ブルー	PP	×	5個	5	¥10,420	¥7,290	¥1,458.0
J802710	10x10本立クライオボックス 1ml/2ml クライオバイアル用 紙製	紙	×	20個	20	¥24,690	¥14,000	¥700.0

Cryo.s™ 2Dバーコードチューブ&ラック



- 無菌性保証水準 (Sterility Assurance Level: ISO11137準拠) はSAL10⁻⁶
- -196℃~+37℃で使用可能
- プリセットタイプは英数字の番号が10桁となります
(例: G000000001, G000000002, G000000003)
- チューブはDNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー、細胞障害性物質フリー
- ラックはANSI/SLAS1-200規格準拠自動化システムに対応

キャップキャリア

- クライオバイアルのフタを一時的に保管する容器
- オートデキャッパーなどで使用する際に使用
- 外蓋、内蓋の両方とも対応

30%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
123263-2DG	Cryo.スライオバイアル 内蓋 丸底 自立 1ml ナチュラル 2Dプリセットバーコード	1ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本 × 5袋	500	¥94,800	¥66,360	¥132.7
126263-2DG	クライオバイアル 外蓋 丸底自立 Datamatrix 付プリセット 2 ml ナチュラル 滅菌	2ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	100本 × 5袋	500	¥94,800	¥66,360	¥132.7
803202	Cryo.スライオバイアル用ラック 48本立 1ml&2ml用 底面読取窓付		PP	×	20個	20	¥58,460	¥40,920	¥2,046.0
803507	48穴 キャップキャリア クライオバイアル用 滅菌		PC	×	8個	8	¥19,800	¥13,860	¥1,732.5

Cryo.s™ バイオバンキングチューブ (バーコードチューブ)



- チューブ底面に2次元バーコードを印字
- ラック側面に1次元バーコード、底面に2次元バーコードを印字
- 無菌性保証水準 (Sterility Assurance Level: ISO11137準拠) はSAL10⁻⁶
- -196℃~+37℃で使用可能・チューブはUSP class VIの樹脂で製造
- ANSI/SLAS1-200 規格準拠のラック。自動化システムに対応
- DNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー、細胞障害性物質フリー

30%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
976561	Cryo.s バイオバンキングチューブ 300μl 滅菌蓋付ラック入	235μl	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング) / PC (ラック・フタ)	○	96本x10 プレート	960	¥190,080	¥133,050	¥138.6

マイクロチューブ




- 高い耐熱・耐薬品性
- 遮光用のブラウンチューブ
- 耐温度域: -80 ~ +121℃ (616283のみ -80 ~ +100℃)
- 製品番号6162 xx はシールの貼り付けが容易なフラットトップ

42~49%OFF

製品番号	製品名	培養面積	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
667201	リアクションチューブ U底 0.5ml ナチュラル (マイクロスピッツ)	0.5ml	PP	×	1000x5袋	5000	¥45,000	¥26,500	¥5.3
616201	リアクションチューブ U底 1.5ml ナチュラル (マイクロスピッツ)	1.5ml	PP	×	500x8袋	4000	¥16,800	¥9,000	¥2.3
616261	リアクションチューブ U底 1.5ml ナチュラル	1.5ml	PP	○	500x2袋	1000	¥5,420	¥2,800	¥2.8
616283	リアクションチューブ U底 遮光 1.5ml ダークブラウン (マイクロスピッツ)	1.5ml	PP	×	500x2袋	1000	¥9,540	¥5,220	¥5.2
622201	リアクションチューブ 目盛付き 5ml ナチュラル	1.5ml	PP	×	100本x10袋	1000	¥38,160	¥21,000	¥21.0


マイクロプレート



665180




650001




784101




784076




782101



783092



782086



782270

- 米国規格協会 (American National Standards Institute, ANSI) の推奨 (ANSI/SLAS 1 - 2004 (SBS)) に基づいて外寸が統一されています
- ウェル数は12ウェル、96ウェル、384ウェル、1536ウェル
- 384ウェルと1536ウェルはHiBase (HB)、LoBase (LB) をご用意
- ディープウェルプレートはポリプロピレン (PP) 製、広範囲な化学耐性と熱耐性あり

45~60%OFF

製品番号	製品名	培養面積/ 容量	材質	滅菌	包装	販売 単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
665180	CELLSTAR 12ウェル プレート TC 低蒸発フタ付 クリア 滅菌 個別包装	3.9 cm ²	PS	○	個別包装	100	¥82,220	¥32,900	¥329.0
650001	MICROLON 96ウェル マイクロプレート 中結合 U底 クリア	323 μl	PS	×	10枚x4袋	40	¥25,020	¥12,490	¥312.3
784101	384ウェル マイクロプレート 無処理 平底 SV HB 28 μl クリア	28 μl	PS	×	10枚x4袋	40	¥46,760	¥23,350	¥583.8
784076	FLUOTRAC 384ウェル マイクロプレート 中結合 平底 SV HB 28 μl ブラック	28 μl	PS	×	10枚x4袋	40	¥46,880	¥26,000	¥650.0
782101	1536ウェル マイクロプレート 無処理 平底 HB 12.6 μl クリア	12.6 μl	PS	×	15枚x4袋	60	¥251,550	¥125,640	¥2,094.0
783092	CELLSTAR μClear 1536ウェル マイクロプレート TC 透明底 LB フタなし ブラック 滅菌	2.3mm ² / 12.6 μl	PS	×	15枚x4袋	60	¥899,040	¥498,960	¥8,316.0
782086	CELLSTAR 1536ウェル マイクロプレート TC 平底 HB フタ付 ブラック 滅菌	2.3mm ² / 12.6 μl	PS	×	10枚x4袋	40	¥201,640	¥111,910	¥2,797.8
782270	MASTERBLOCK 1536ウェル ディープウェルプレート V底 ナチュラル	18 μl	PP	×	15枚x4袋	60	¥251,580	¥139,620	¥2,327.0



115001/115101



160101



187201




188283

プラスチック試験管&遮光遠心管

- ポリスチレン (PS) 製試験管は高い透明性
- ポリプロピレン (PP) 製試験管は高い耐熱・耐薬品耐性と機械的強度。サンプル保存に適しています
- 遮光遠心管は光に敏感な物質や生化学反応にご利用いただけます

48~74%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売 単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
115001	EIA/RIAチューブ 中結合 12x75mm	5 ml	PS	×	250本x8袋	2000	¥54,720	¥22,000	¥11.0
115101	PS試験管 丸底 12x75mm	5 ml	PS	×	250本x8袋	2000	¥30,560	¥8,000	¥4.0
160101	PS試験管 丸底 16x100mm	12 ml	PS	×	1600本x1袋	1600	¥27,680	¥11,000	¥6.9
187201	PPチューブ 丸底 17x100mm	14 ml	PP	×	100本x15袋	1500	¥32,460	¥16,000	¥10.7
188283	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 青キャップ 紙ラック包装 遮光 15ml	15 ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	50本x10 ラック	500	¥54,800	¥29,000	¥58.0




Sapphire PCRプレート& 0.2 ml シングルチューブ

- 熱伝導に優れる薄型壁面
- フラットトップ型はリアルタイムPCR(qPCR)に使用可能

46%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	キャンペーン単価(税抜)
652201	Sapphire PCRプレート 96ウェル スカートなし 200 μ l ナチュラル	200 μ l	PP	×	10枚x10袋	100	¥110,140	¥60,000	¥600.0
683201	Sapphire PCRチューブシングルフラットトップ 200 μ l ナチュラル	200 μ l	PP	×	1000本x1袋	1000	¥15,600	¥8,500	¥8.5
671281	Sapphire PCRチューブシングルラウンドトップ 200 μ l 5色アソート	200 μ l	PP	×	1000本x1袋	1000	¥15,600	¥8,500	¥8.5

シール



- 耐温度域は-40℃~+80℃(qPCR対応シールは-40℃~+100℃。676051は除く)
- 676051 はガス透過性フィルムのため、バクテリアや酵母の培養に使用可能

40~48%OFF

製品番号	製品名	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	キャンペーン単価(税抜)
676001	EASYseal プレートシール クリア	ポリエステル(フィルム) / アクリル樹脂(粘着剤)	×	100本x5袋	100	¥12,300	¥7,000	¥70.0
676040	AMPLIseal プレートシール 圧着式 クリア qPCR対応	PP(フィルム) / アクリル樹脂(粘着剤)	×	100本x5袋	100	¥38,160	¥21,500	¥215.0
676051	BREATHseal プレートシール ガス透過性	不織レーヨン(フィルム) / アクリル樹脂(粘着剤)	○	100本x5袋	50	¥11,460	¥6,900	¥138.0
J676060	プレートシール 圧着式 DMSO耐性 クリア	PET	×	100本x5袋	100	¥30,440	¥18,000	¥180.0
676070	VIEWseal プレートシール 圧着式 クリア タンパク質結晶化対応	ポリオレフィン(フィルム) / シリコン(粘着剤)	×	100本x5袋	100	¥45,700	¥25,500	¥255.0
676090	SILVERseal プレートシール PCR対応	アルミニウム(フィルム) / アクリル樹脂(粘着剤)	×	50x6袋	100	¥22,900	¥12,000	¥120.0



ロングチップ

- 液体低残留仕様
- 12×75 mm、13×75 mm チューブからのサンプル採取に最適

48%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	キャンペーン単価(税抜)
J735251	ピペットチップ 低残留 91mmロングタイプユニバーサル 96本立ラック包装 300 μ l ナチュラル 滅菌	300 μ l	PP	○	96本/2ラック x 5パック	960	¥13,248	¥6,900	¥7.2

キャンペーン J0913 専用注文書

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年9月2日（月）～2024年12月27日（金）

製品番号	キャンペーン 価格（税抜）	ご発注数	製品番号	キャンペーン 価格（税抜）	ご発注数	製品番号	キャンペーン 価格（税抜）	ご発注数	製品番号	キャンペーン 価格（税抜）	ご発注数
690160	¥35,000		655680	¥46,150		126263	¥35,910		782101	¥125,640	
658170	¥32,500		655169	¥12,770		127263	¥27,630		783092	¥498,960	
661160	¥26,500		655167	¥14,130		802202	¥7,290		782086	¥111,910	
690175	¥48,000		657970	¥7,930		802204	¥7,290		782270	¥139,620	
658175	¥40,500		662970	¥7,930		J802710	¥14,000		115001	¥22,000	
661175	¥28,500		677970	¥7,930		123263-2DG	¥66,360		115101	¥8,000	
690190	¥30,000		650970	¥10,050		126263-2DG	¥66,360		160101	¥11,000	
658190	¥29,500		651970	¥10,050		803202	¥40,920		187201	¥16,000	
661190	¥20,000		655970	¥10,050		803507	¥13,860		188283	¥29,000	
690195	¥47,000		724411	¥12,500		976561	¥133,050		652201	¥60,000	
658195	¥35,000		121263	¥35,910		667201	¥26,500		683201	¥8,500	
661195	¥28,500		122263	¥35,910		616201	¥9,000		671281	¥8,500	
627161	¥14,000		122277	¥35,910		616261	¥2,800		676001	¥7,000	
628161	¥12,500		122278	¥35,910		616283	¥5,220		676040	¥21,500	
664161	¥9,000		122279	¥35,910		622201	¥21,000		676051	¥6,900	
639161	¥13,500		122280	¥35,910		665180	¥32,900		J676060	¥18,000	
655640	¥197,410		124263	¥27,630		650001	¥12,490		676070	¥25,500	
655641	¥206,380		124276	¥27,630		784101	¥23,350		676090	¥12,000	
655630	¥46,150		126261	¥25,650		784076	¥26,000		J735251	¥6,900	

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしく申し上げます。

また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年9月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。