

# New サファイアチップ キャンペーン

**改定版**

期間：2024年10月28日～2024年12月27日

2つのキャンペーン※を1つにまとめ、  
一部製品をさらにお求めやすくしました!

※「Newサファイアチップキャンペーン」(キャンペーンコードJ0904)と「NewSapphireピペットチップマスターカートンキャンペーン」(J0912)一部価格改定を伴いますので、誠に勝手ながらキャンペーンJ0904とJ0912は終了と致します。


 無償  
ラック  
付き!

**バルク包装**

 無償  
ラック  
付き!

**リロードタイプ**

**ラック包装**

## EcoVadisによる持続可能性への取り組みに対する最高評価(プラチナ)

2024年、当社はGreinerグループとしてEcoVadis<sup>®</sup>の持続可能性評価でプラチナ評価を獲得し、評価対象企業の上位1%にランクインしました。

EcoVadisは、企業責任の分野で総合評価を提供する世界最大の企業です。昨年、当社はグループとして初めて評価され、ゴールドステータスを獲得しました。今年は、この素晴らしい成果をさらに上回り、プラチナステータスを獲得しました。

### ※ EcoVadis とは?

EcoVadisは、企業責任の分野における総合的な評価を提供する世界最大の企業です。評価は専門家によって行われ、業界、国、企業規模に合わせて調整されます。評価方法は、グローバルレポーティングイニシアチブ、国連グローバルコンパクト、さまざまなISO規格などの国際的な持続可能性基準に基づいています。持続可能性スコアカードは、21の指標と、環境、労働と人権、倫理、持続可能な調達の4つのトピックにわたるパフォーマンスを示します。


キャンペーンコード

**J1001**

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

# New Sapphire ピペットチップ

- ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
- 素早く容量が確認できるリード線つき
- 低残留タイプはチップ表面がなめらかなため、排出時の残液が少ない
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造
- DNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー



ISO 9001  
Quality man.  
systems  
- Requirements

ISO 8655-6  
Piston-operated  
volumetric  
apparatus

ISO 10993-5  
Biomedical  
evaluation of  
medical devices

ISO 11137  
Sterilisation  
of healthcare  
products


## バルクタイプ



## ラック包装タイプ



## リロードタイプ (詰め替え式)



## 製品一覧


### スタンダードチップ (製品番号の5桁目が5)

チップ種別				サイズ							
				1	2	3	4	5	6	7	8
包装形態	滅菌	フィルター	10 µl	10 µl (ロング)	20 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1000 µl	1250 µl	
0	バルク包装	未滅菌	なし	771350	772350			775350	776350	777350	778350
1	ラック包装	未滅菌	なし	771351	772351			775351	776351	777351	778351
2	ラック包装	滅菌済	なし	771352	772352			775352	776352	777352	778352
3	ラック包装	滅菌済	あり	771353	772353	773353	774353	775353	776353		778353
4	リロードタイプ	未滅菌	なし	771354	772354			775354	776354	777354	778354
5	リロードタイプ	滅菌済	なし	771355	772355			775355	776355	777355	778355

### 液体低残留チップ (製品番号の5桁目が6)

チップ種別				サイズ							
				1	2	3	4	5	6	7	8
包装形態	滅菌	フィルター	10 µl	10 µl (ロング)	20 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1000 µl	1250 µl	
0	バルク包装	未滅菌	なし	771360	772360			775360	776360	777360	778360
1	ラック包装	未滅菌	なし	771361	772361			775361	776361	777361	778361
2	ラック包装	滅菌済	なし	771362	772362			775362	776362	777362	778362
3	ラック包装	滅菌済	あり	771363	772363	773363	774363	775363	776363		778363
4	リロードタイプ	未滅菌	なし	771364	772364			775364	776364	777364	778364
5	リロードタイプ	滅菌済	なし	771365	772365			775365	776365	777365	778365

## 10μl スタンダードチップ



実寸大



バルク包装


リロードタイプ

ラック包装

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771350	バルク包装	×	×	1000本×1袋	1000	¥3,180	¥2,100	¥2.10
				1000本×10袋	10000	¥31,800	¥16,800	¥1.68
771351	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック	960	¥9,600	¥5,000	¥5.21
				96本/ラック×60ラック	5760	¥57,600	¥24,000	¥4.17
771352	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック	960	¥10,080	¥6,500	¥6.77
				96本/ラック×60ラック	5760	¥60,480	¥31,200	¥5.42
771353	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.25
771354	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット	960	¥7,200	¥2,400	¥2.50
771355	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット	960	¥8,160	¥5,300	¥5.52



## 10μl 液体低残留チップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
771360	バルク包装	×	×	1000本×1袋	1000	¥3,680	¥2,450	¥2.45
				1000本×10袋	10000	¥36,800	¥19,600	¥1.96
771361	ラック包装	×	×	96本/ラック×10ラック	960	¥10,080	¥6,280	¥6.54
				96本/ラック×60ラック	5760	¥60,480	¥30,100	¥5.23
771362	ラック包装	○	×	96本/ラック×10ラック	960	¥11,040	¥6,340	¥6.60
				96本/ラック×60ラック	5760	¥66,240	¥30,400	¥5.28
771363	ラック包装	○	○	96本/ラック×10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥11.98
771364	リロード	×	×	96本/ユニット×10ユニット	960	¥8,160	¥5,080	¥5.29
771365	リロード	○	×	96本/ユニット×10ユニット	960	¥8,640	¥5,780	¥6.02

## 10μl (ロングタイプ) スタンダードチップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
772350	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥3,880	¥2,450	¥2.45
				1000本 x 5袋	5000	¥19,400	¥9,800	¥1.96
772351	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥10,080	¥5,500	¥5.73
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥60,480	¥26,400	¥4.58
772352	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥11,040	¥7,000	¥7.29
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥66,240	¥33,600	¥5.83
772353	ラック包装	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.25
772354	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥8,160	¥3,300	¥3.44
772355	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥8,640	¥5,400	¥5.63



## 10μl (ロングタイプ) 液体低残留チップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
772360	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥4,080	¥2,750	¥2.75
				1000本 x 5袋	5000	¥20,400	¥11,000	¥2.20
772361	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥11,040	¥6,140	¥6.40
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥66,240	¥29,500	¥5.12
772362	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥11,520	¥7,180	¥7.48
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥69,120	¥34,500	¥5.99
772363	ラック包装	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥11.98
772364	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥8,640	¥5,280	¥5.50
772365	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥9,120	¥5,950	¥6.20

## 20μl フィルターチップ (ラック包装)



実寸大

製品番号	チップタイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
773353	スタンダード	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.25
773363	液体低残留	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥11.98

## 100μl フィルターチップ (ラック包装)



実寸大

製品番号	チップタイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
774353	スタンダード	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.25
774363	液体低残留	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥11.98

## 200μl スタンダードチップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
775350	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥2,660	¥1,750	¥1.75
				1000本 x 15袋	15000	¥39,900	¥21,000	¥1.40
775351	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥8,640	¥4,800	¥5.00
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥51,840	¥23,000	¥3.99
775352	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥9,120	¥6,000	¥6.25
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥54,720	¥32,000	¥5.56
775353	ラック包装	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥16,800	¥11,520	¥12.00
775354	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥7,680	¥2,400	¥2.50
775355	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥8,640	¥5,500	¥5.73

イ子  
押し!

## 200 $\mu$ l 液体低残留チップ



実寸大



バルク包装

リロードタイプ

ラック包装

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
775360	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥2,860	¥1,900	¥1.90
				1000本 x 15袋	15000	¥42,900	¥21,800	¥1.45
775361	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥9,120	¥5,600	¥5.83
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥54,720	¥26,900	¥4.67
775362	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥10,080	¥6,060	¥6.31
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥60,480	¥32,000	¥5.56
775363	ラック包装	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥11.98
775364	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥8,640	¥5,480	¥5.71
775365	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥9,120	¥5,560	¥5.79

## 300 $\mu$ l スタンダードチップ




実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
776350	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥4,000	¥2,700	¥2.70
				1000本 x 10袋	10000	¥40,000	¥21,600	¥2.16
776351	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥9,600	¥5,500	¥5.73
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥57,600	¥26,400	¥4.58
776352	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥10,080	¥6,700	¥6.98
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥60,480	¥32,200	¥5.59
776353	ラック包装	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥16,800	¥11,520	¥12.00
776354	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥7,680	¥3,000	¥3.13
776355	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥8,640	¥5,500	¥5.73



## 300μl 液体低残留チップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
776360	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥4,300	¥2,850	¥2.85
				1000本 x 10袋	10000	¥43,000	¥21,800	¥2.18
776361	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥10,080	¥6,720	¥7.00
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥60,480	¥32,300	¥5.61
776362	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥11,040	¥6,240	¥6.50
				96本/ラック x 60ラック	5760	¥66,240	¥30,000	¥5.21
776363	ラック包装	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥18,240	¥11,500	¥11.98
776364	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥8,640	¥5,360	¥5.58
776365	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥9,120	¥5,680	¥5.92

## 1000μl スタンダードチップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
777350	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥2,960	¥2,000	¥2.00
				1000本 x 5袋	5000	¥14,800	¥8,000	¥1.60
777351	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥10,560	¥6,000	¥6.25
				96本/ラック x 40ラック	3840	¥42,240	¥19,200	¥5.00
777352	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥11,040	¥7,300	¥7.60
				96本/ラック x 40ラック	3840	¥44,160	¥23,400	¥6.09
777354	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥9,120	¥3,800	¥3.96
777355	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥10,080	¥6,600	¥6.88

イ子  
押し!

## 1000μl 液体低残留チップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
777360	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥3,180	¥2,100	¥2.10
				1000本 x 5袋	5000	¥15,900	¥8,400	¥1.68
777361	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥11,040	¥6,540	¥6.81
				96本/ラック x 40ラック	3840	¥44,160	¥20,900	¥5.44
777362	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥12,000	¥6,810	¥7.09
				96本/ラック x 40ラック	3840	¥48,000	¥21,800	¥5.68
777364	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥10,080	¥6,690	¥6.97
777365	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥10,560	¥7,070	¥7.36



## 1250 $\mu$ l スタンダードチップ



実寸大



製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
778350	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥5,100	¥3,350	¥3.35
				1000本 x 5袋	5000	¥25,500	¥13,400	¥2.68
778351	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥11,520	¥6,500	¥6.77
				96本/ラック x 40ラック	3840	¥46,080	¥20,800	¥5.42
778352	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥12,480	¥8,500	¥8.85
				96本/ラック x 40ラック	3840	¥49,920	¥30,000	¥7.81
778353	ラック包装	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥21,600	¥13,440	¥14.00
778354	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥10,560	¥4,600	¥4.79
778355	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥11,040	¥7,000	¥7.29



## 1250 $\mu$ l 液体低残留チップ



実寸大

製品番号	包装タイプ	滅菌	フィルター	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
778360	バルク包装	×	×	1000本 x 1袋	1000	¥5,420	¥3,600	¥3.60
				1000本 x 5袋	5000	¥27,100	¥17,500	¥3.50
778361	ラック包装	×	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥12,000	¥7,260	¥7.56
				96本/ラック x 40ラック	3840	¥48,000	¥23,200	¥6.04
778362	ラック包装	○	×	96本/ラック x 10ラック	960	¥13,920	¥8,590	¥8.95
				96本/ラック x 40ラック	3840	¥55,680	¥30,000	¥7.81
778363	ラック包装	○	○	96本/ラック x 10ラック	960	¥22,560	¥14,000	¥14.58
778364	リロード	×	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥11,040	¥7,130	¥7.43
778365	リロード	○	×	96本/ユニット x 10ユニット	960	¥13,920	¥8,260	¥8.60

## 専用ラック (チップなし)

製品番号	製品名	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
770310	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 10 $\mu$ l / 10 $\mu$ l (ロング) レッド (インサート)	10	¥5,420	¥3,020	¥302.00
770320	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 200 $\mu$ l イエロー (インサート)	10	¥5,420	¥3,020	¥302.00
770330	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 300 $\mu$ l グリーン (インサート)	10	¥5,420	¥3,020	¥302.00
770340	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 1000 $\mu$ l / 1250 $\mu$ l ブルー (インサート)	10	¥5,420	¥3,020	¥302.00

※バルクチップとリロードチップには無償ラックが付きます。重複購入にご注意ください。



# チップ適合性表

		Sapphire PIPETTE TIPS (STANDARD / LOW RETENTION)							
PIPETTE MODELS	Volume [μl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
	Volume range [μl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
	Tip version	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Filter tip	Filter tip	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Tip	Tip/Filter tip
	Article no.	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX
<b>GREINER BIO-ONE</b>									
<b>Single-channel pipettes</b>									
Sapphire	0.2-2 μl	●	●						
	1-10 μl	●	●						
	1-20 μl			●		●			
	10-100 μl			■	●	T●/F-			
	20-200 μl			■	■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
	500-5000 μl								
1000-10000 μl									
<b>Multi-channel pipettes</b>									
Sapphire	8/12 CH 0.5-10 μl	●	●						
	8/12 CH 2-20 μl			●		T●/F-			
	8/12 CH 20-200 μl			■	■	●	●		
	8/12 CH 20-300 μl			■	■	■	●		
<b>EPPENDORF</b>									
<b>Single-channel pipettes</b>									
Reference®	0.5-10 μl	●	●						
	2-20 μl			●	●	T●/F-			
	10-100 μl			■	●	T●/F-			
	50-200 μl				■	●	●		
Research®	100-1000 μl							●	●
	0.5-10 μl	●	●						
	2-20 μl			●	●	T●/F-			
	10-100 μl			■	●	T●/F-			
Research® plus	20-200 μl			■	■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
	0.5-10 μl	●	●						
Research® pro	10-100 μl			■	●	T●/F-			
	20-200 μl				■	●	●		
	100-1000 μl							●	●
Research® pro	0.5-10 μl	●	●						
	5-100 μl				●	T●/F-			
	20-300 μl						●		
<b>Fixed-volume pipettes</b>									
Reference®	50 μl				●	T●/F-			
	100 μl				●	T●/F-			
	500 μl							●	●
	1000 μl							●	●
Research®	500 μl						●	●	
<b>Multi-channel pipettes</b>									
Eppendorf	8CH 10-200 μl			■	■	●	●		
Research®	12CH 0.5-10 μl	●	●						
Research® plus	8CH 0.5-10 μl	●	●						
	8CH 10-100 μl			■	●	●	●		
	8CH 20-300 μl			■	■	■	●		
<b>Electronic pipettes</b>									
Xplorer®	50-1000 μl							●	●
	8CH 15-300 μl			■	■	■	●		

T = Pipette tip

F = Filter tip

● compatible

- not compatible

■ Pipetting volume limited to the maximum volume of the pipette tips



		Sapphire PIPETTE TIPS (STANDARD / LOW RETENTION)							
PIPETTE MODELS	Volume [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
	Volume range [µl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
	Tip version	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Filter tip	Filter tip	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Tip	Tip/Filter tip
	Article no.	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX
<b>GILSON</b>									
<b>Single-channel pipettes</b>									
Pipetman®	P2 (0.5-2 µl)	●	●						
	P10 (1-10 µl)	●	●						
	P20 (2-20 µl)			●		T ● / F -			
	P100 (20-100 µl)			■	●	●			
	P200 (50-200 µl)			■	■	●	●		
	P1000 (200-1000 µl)							●	●
Pipetman® L	P2L (0.2-2 µl)	●	●						
	P10L (1-10 µl)	●	●						
	P20L (2-20 µl)			●		T ● / F -			
	P200L (20-200 µl)				■	●	●		
	P1000L (100-1000 µl)							●	●
<b>Fixed-volume pipettes</b>									
Pipetman®	F5 (5 µl)			●		T ● / F -			
	F10 (10 µl)			●		T ● / F -			
	F20 (20 µl)			●		T ● / F -			
	F25 (25 µl)				●	T ● / F -			
	F100 (100 µl)						T ● / F -		
	F200 (200 µl)					●	●		
	F250 (250 µl)							●	
	F300 (300 µl)							●	●
	F500 (500 µl)							●	
	F1000 (1000 µl)							●	●
<b>Multi-channel pipettes</b>									
Pipetman® L	P8X 10L (0.5-10 µl)	●	●						
	P8X 200L (20-200 µl)			■	■	●	●		
	P8X 300L (20-300 µl)			■	■	■	●		
<b>METTLER TOLEDO</b>									
<b>Single-channel pipettes</b>									
Rainin Pipette-Lite™	SL200 (20-200 µl)			■	■	●	●		
Rainin Pipette-Lite™	SL1000 (100-1000 µl)							●	●
<b>NICHIRYO</b>									
<b>Single-channel pipettes</b>									
Nichipet	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl					T ● / F -			
	10-100 µl			■	●	●	●		
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
Nichipet	8K 30-300 µ				■	■	●		
<b>THERMO FISHER SCIENTIFIC</b>									
<b>Single-channel pipettes</b>									
Finnpipette™ F1	1-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		T ● / F -	●		
	20-200 µl			■	■	●	●		
	30-300 µl						●		
	100-1000 µl							●	●
Finnpipette™ 4500	200-1000 µl							●	●
<b>Multi-channel pipettes</b>									
Finnpipette™ F1 MCP8	8CH 1-10 µl	●	●						
	8CH 10-100 µl			■	●	●	●		
	8CH 30-300 µl				■	■	●		
Finnpipette™ 4510	8CH 50-300 µl				■	■	●		
Finnpipette™ 4500	8CH 200-1000 µl							●	●

# キャンペーン J1001 専用注文書 ①

## FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年10月28日～2024年12月27日

### 10μl スタンダードチップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
771350	バルク包装未滅菌	1000	770310 (1個)	¥2,100	
		10000	770310 (10個)	¥16,800	
771351	ラック包装未滅菌	960	なし	¥5,000	
		5760	なし	¥24,000	
771352	ラック包装滅菌済	960	なし	¥6,500	
		5760	なし	¥31,200	
771353	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥10,800	
771354	リロード未滅菌	960	770310 (1個)	¥2,400	
771355	リロード滅菌済	960	770310 (1個)	¥5,300	

### 10μl (ロングタイプ) 液体低残留チップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
772360	バルク包装未滅菌	1000	770310 (1個)	¥2,750	
		5000	770310 (10個)	¥11,000	
772361	ラック包装未滅菌	960	なし	¥6,140	
		5760	なし	¥29,500	
772362	ラック包装滅菌済	960	なし	¥7,180	
		5760	なし	¥34,500	
772363	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥11,500	
772364	リロード未滅菌	960	770310 (1個)	¥5,280	
772365	リロード滅菌済	960	770310 (1個)	¥5,950	

### 10μl 液体低残留チップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
771360	バルク包装未滅菌	1000	770310 (1個)	¥2,450	
		10000	770310 (10個)	¥19,600	
771361	ラック包装未滅菌	960	なし	¥6,280	
		5760	なし	¥30,100	
771362	ラック包装滅菌済	960	なし	¥6,340	
		5760	なし	¥30,400	
771363	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥11,500	
771364	リロード未滅菌	960	770310 (1個)	¥5,080	
771365	リロード滅菌済	960	770310 (1個)	¥5,780	

### 20μl フィルターチップ (ラック包装)

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
773353	スタンダード滅菌済 FT	960	なし	¥10,800	
773363	液体低残留滅菌済 FT	960	なし	¥11,500	

### 100μl フィルターチップ (ラック包装)

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
774353	スタンダード滅菌済 FT	960	なし	¥10,800	
774363	液体低残留滅菌済 FT	960	なし	¥11,500	

### 10μl (ロングタイプ) スタンダードチップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
772350	バルク包装未滅菌	1000	770310 (1個)	¥2,450	
		5000	770310 (10個)	¥9,800	
772351	ラック包装未滅菌	960	なし	¥5,500	
		5760	なし	¥26,400	
772352	ラック包装滅菌済	960	なし	¥7,000	
		5760	なし	¥33,600	
772353	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥10,800	
772354	リロード未滅菌	960	770310 (1個)	¥3,300	
772355	リロード滅菌済	960	770310 (1個)	¥5,400	

### 200μl スタンダードチップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
775350	バルク包装未滅菌	1000	770320 (1個)	¥1,750	
		15000	770320 (10個)	¥21,000	
775351	ラック包装未滅菌	960	なし	¥4,800	
		5760	なし	¥23,000	
775352	ラック包装滅菌済	960	なし	¥6,000	
		5760	なし	¥32,000	
775353	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥11,520	
775354	リロード未滅菌	960	770320 (1個)	¥2,400	
775355	リロード滅菌済	960	770320 (1個)	¥5,500	

#### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

#### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

# キャンペーン J1001 専用注文書 ②

## FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年10月28日～2024年12月27日

### 200μl 液体低残留チップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
775360	バルク包装未滅菌	1000	770320 (1個)	¥1,900	
		15000	770320 (10個)	¥21,800	
775361	ラック包装未滅菌	960	なし	¥5,600	
		5760	なし	¥26,900	
775362	ラック包装滅菌済	960	なし	¥6,060	
		5760	なし	¥32,000	
775363	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥11,500	
775364	リロード未滅菌	960	770320 (1個)	¥5,480	
775365	リロード滅菌済	960	770320 (1個)	¥5,560	

### 1000μl スタンダードチップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
777350	バルク包装未滅菌	1000	770340 (1個)	¥2,000	
		5000	770340 (10個)	¥8,000	
777351	ラック包装未滅菌	960	なし	¥6,000	
		3840	なし	¥19,200	
777352	ラック包装滅菌済	960	なし	¥7,300	
		3840	なし	¥23,400	
777354	リロード未滅菌	960	770340 (1個)	¥3,800	
777355	リロード滅菌済	960	770340 (1個)	¥6,600	

### 300μl スタンダードチップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
776350	バルク包装未滅菌	1000	770330 (1個)	¥2,700	
		10000	770330 (10個)	¥21,600	
776351	ラック包装未滅菌	960	なし	¥5,500	
		5760	なし	¥26,400	
776352	ラック包装滅菌済	960	なし	¥6,700	
		5760	なし	¥32,200	
776353	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥11,520	
776354	リロード未滅菌	960	770330 (1個)	¥3,000	
776355	リロード滅菌済	960	770330 (1個)	¥5,500	

### 1000μl 液体低残留チップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
777360	バルク包装未滅菌	1000	770340 (1個)	¥2,100	
		5000	770340 (10個)	¥8,400	
777361	ラック包装未滅菌	960	なし	¥6,540	
		3840	なし	¥20,900	
777362	ラック包装滅菌済	960	なし	¥6,810	
		3840	なし	¥21,800	
777364	リロード未滅菌	960	770340 (1個)	¥6,690	
777365	リロード滅菌済	960	770340 (1個)	¥7,070	

### 300μl 液体低残留チップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
776360	バルク包装未滅菌	1000	770330 (1個)	¥2,850	
		10000	770330 (10個)	¥21,800	
776361	ラック包装未滅菌	960	なし	¥6,720	
		5760	なし	¥32,300	
776362	ラック包装滅菌済	960	なし	¥6,240	
		5760	なし	¥30,000	
776363	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥11,500	
776364	リロード未滅菌	960	770330 (1個)	¥5,360	
776365	リロード滅菌済	960	770330 (1個)	¥5,680	

### 1250μl スタンダードチップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
778350	バルク包装未滅菌	1000	770340 (1個)	¥3,350	
		5000	770340 (10個)	¥13,400	
778351	ラック包装未滅菌	960	なし	¥6,500	
		3840	なし	¥20,800	
778352	ラック包装滅菌済	960	なし	¥8,500	
		3840	なし	¥30,000	
778353	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥13,440	
778354	リロード未滅菌	960	770340 (1個)	¥4,600	
778355	リロード滅菌済	960	770340 (1個)	¥7,000	

#### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

#### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

# キャンペーン J1001 専用注文書 ③

## FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年10月28日～2024年12月27日

### 1250μl 液体低残留チップ

製品番号	製品仕様	販売単位	無償空ラック	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
778360	バルク包装未滅菌	1000	770340 (1個)	¥3,600	
		5000	770340 (10個)	¥17,500	
778361	ラック包装未滅菌	960	なし	¥7,260	
		3840	なし	¥23,200	
778362	ラック包装滅菌済	960	なし	¥8,590	
		3840	なし	¥30,000	
778363	ラック包装滅菌済 FT	960	なし	¥14,000	
778364	リロード未滅菌	960	770340 (1個)	¥7,130	
778365	リロード滅菌済	960	770340 (1個)	¥8,260	

### 専用ラック

製品番号	適合チップ	販売単位	キャンペーン価格 (税抜)	ご注文数
770310	10μl / 10μl (ロング)	10	¥3,020	
770320	200μl	10	¥3,020	
770330	300μl	10	¥3,020	
770340	1000μl / 1250μl	10	¥3,020	

#### 販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

#### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

#### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル  
TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546  
URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

グライナー・ジャパン取扱店

#### ■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年10月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。  
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。