

making a difference


greiner bio-one

PRomotion

greiner  
BIO-ONE

キャンペーン期間：2025年3月1日～5月30日

# 15 mL 遠心管 キャンペーン



原寸大



188271-N バルク包装



188261-N ラック包装

## 特長

- 片手での蓋の開け閉め可能
- 高い機械的強度と耐熱および耐薬品性
- 耐温度域：-196～+121℃（本体）、-80～+100℃（フタ）
- 耐遠心強度は15,000×g  
\*固定アングルローター使用時の耐遠心強度です。

80%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	タイプ	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
188271-N	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 青キャップ (新デザイン) 15ml 滅菌	15ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	バルク	50×20袋	1000	¥88,400	¥15,000	¥15
188261-N					ラック	50×10ラック	500	¥45,800	¥8,000	¥16

K0103 キャンペーンに含まれる同製品 (188271-N) は本キャンペーン価格を適応いたします。

キャンペーンコード

**K0301**

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

## キャンペーン K0301 専用注文書

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2025年3月1日～5月30日

製品番号	タイプ	包装単位	入数	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
188271-N	バルク	50×20袋	1,000	¥15,000	
188261-N	ラック	50×10ラック	500	¥8,000	

### 販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしく申し上げます。

また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

グライナー・ジャパン取扱店

### ■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2025年3月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

Document Number 202503001