

Le laboratoire de biologie médicale du Centre Médical Cosem (75) a choisi la gamme d'écouvillons Deltaswab pour ses prélèvements bactériologiques

Interview du Docteur Pargade, Pharmacien Biologiste, Cosem


Spectra Diagnostic : Vous travaillez avec les écouvillons Deltaswab depuis plusieurs années, quels sont, selon vous, les avantages de ces dispositifs ?

Docteur PARGADE : Nous travaillons depuis 10 ans avec Greiner Bio-One pour nos références d'écouvillons et d'accessoires au laboratoire du Cosem. En 2014, je recherchais une référence en Amies liquide car nous travaillions en milieu Amies gélosé qui ne pouvait pas être utilisé en biologie moléculaire. Après comparaison avec la concurrence, l'offre technique et commerciale des écouvillons Deltaswab s'est avérée la meilleure. Cet article a ensuite été référencé dans les offres de LBI coopérative à laquelle le Cosem est adhérent.

Aujourd'hui, la qualité des Deltaswab avec écouvillon floqué est au rendez-vous. Nous n'avons jamais enregistré de non-conformités avec des défauts de fabrication, nous l'utilisons pour tous nos ensemencements de bactériologie standards ainsi que ponctuellement pour le diagnostic moléculaire des IST. Notre étude interne de reprise du milieu Amies des Deltaswab en milieu APTIMA par rapport au milieu de transport APTIMA avec écouvillon n'a pas révélé de différence de sensibilité. Nous utilisons aussi les écouvillons Deltaswab avec milieu Amies pour l'ensemencement des géloses A7 pour la recherche des mycoplasmes urogénitaux en culture sans dilution en milieu A3. La sensibilité est meilleure et la conservation est de 24h à température ambiante, ce qui satisfait tout-à-fait notre besoin.

Spectra Diagnostic : Pourquoi avoir choisi Greiner Bio-One comme fournisseur d'écouvillons et autres consommables de laboratoire ?

Docteur PARGADE : Greiner Bio-One était déjà notre fournisseur d'écouvillons et de consommables au laboratoire lorsque je suis arrivé au laboratoire du Cosem. Nous avons continué avec GBO car les interlocuteurs techniques sont réactifs et les produits de qualité. Nous leur sous-traitons aussi nos locations et étalonnages de pipettes Sartorius depuis 2019. ■



• Contact :
Greiner Bio-One SAS
3 à 7 avenue du Cap Horn – 91940 Courtabœuf
Tél : 01.69.86.25.25 – E-mail : accueil.france@gbo.com
Site internet : www.gbo.com

COSEM – Coordination des Œuvres Sociales et Médicales
Paris – Évry
Site internet : www.cosem.fr