



株式会社

グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-44

Tel: 03-3505-8875 / FAX: 03-3505-8945

## 金型変更のお知らせ (改訂版)

対象製品：ポリスチレン (PS) 製ローラーボトル

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

去る2020年09月にお知らせいたしました通り、現在弊社ではポリスチレン (PS) 製ローラーボトルの製造設備を刷新しております。つきましては、まもなく旧タイプの製造設備を停止いたしますので、旧タイプ製品をご使用中で、まだ新タイプ製品のご検証がお済みでないお客様がいらっしゃいましたらお早めに新タイプをお試しください。

今後とも弊社製品のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

**前回のお知らせ** : 金型変更のお知らせ (文書番号 202009003, 2020年9月)

**製品番号について** : 6桁数字の製品番号のうち、4番目の0が6に変わります。  
例) 旧タイプ製品番号 680058 → 対応する新タイプ製品 680658

**対象品目** : 別添資料4をご覧ください。

### 変更の詳細について

- キャップを外した際の外径 (口径) が 46 mm から 48 mm に変更となります。(別添資料1および2のA)
- 輸送強度上昇のために、底面フラット部分の直径を 81.44 mm から 46.5 mm に変更します。  
(別添資料1および2のB)
- 使用時の操作性と輸送強度上昇のために、底面の持ち上げ高さを 3.98 mm から 16 mm に変更します。  
(別添資料1および2のC)
- 個別包装タイプの袋が、より開封しやすくなります。
- 梱包材の変更に伴い、外箱のサイズを僅かに変更します。
- オートクレーブ性向上のために、本体印字の面積を削減いたします。(別添資料3)


**USP クラス VI 認証を含め、その他の仕様に変更はございません。**

以上

該当製品 680058, 680060

変更点	A 開口部の外径	現行タイプ	46 mm	新タイプ	48 mm
	B 底面フラット部分の直径	現行タイプ	81.44 mm	新タイプ	46.5 mm
	C 底面の持ち上げ高さ	現行タイプ	3.98 mm	新タイプ	16 mm

図面




※本項に掲載の変更点は、前回のお知らせに掲載したものの再掲です。

該当製品 681070, 681072

変更点	A 開口部の外径	現行タイプ	46 mm	新タイプ	48 mm
	B 底面フラット部分の直径	現行タイプ	81.44 mm	新タイプ	46.5 mm
	C 底面の持ち上げ高さ	現行タイプ	3.98 mm	新タイプ	16 mm

図面



※本項に掲載の変更点は、前回のお知らせに掲載したものの再掲です。

該当製品 680058, 680060, 681070, 681072

変更点 オートクレープ性向上のために、本体印字の面積を削減いたします。

写真

現行タイプ



新タイプ



## 対象製品 新旧対照表

現行タイプ						新タイプ		
製品番号	製品名 / 規格	販売単位	単価	ケース定価 (税抜)	製品番号	単価	ケース定価 (税抜)	
680058	CELLMASTER 1X ローラーボトル TC Short フィルターキャップ 850cm <sup>2</sup> 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) PTFE コート PET(フィルター) 2x12 袋 24 入	24	1348.25	¥ 32,358	680658	1350	¥ 32,400	
680060	CELLMASTER 1X ローラーボトル TC Short スタンダードキャップ 850cm <sup>2</sup> 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) 2x12 袋 24 入	24	1235.92	¥ 29,662	680660	1350	¥ 32,400	
681070	CELLMASTER 2.5X ローラーボトル TC Short スタンダードキャップ 2125cm <sup>2</sup> 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) 2x12 袋 24 入	24	1853.83	¥ 44,492	681670	1900	¥ 45,600	
681072	CELLMASTER 2.5X ローラーボトル TC Short フィルターキャップ 2125cm <sup>2</sup> 滅菌 PS(本体) HDPE(フタ) PTFE コート PET(フィルター) 2x12 袋 24 入	24	1966.17	¥ 47,188	681672	2000	¥ 48,000	

## 対象製品 新旧切り替え時期について

製品番号	在庫状況と切り替え予定
680058	国内在庫なし。新タイプ(680658)の取り扱いを開始いたします。
680060	国内在庫あり。無くなり次第新タイプ(680660)へ移行いたします。
681070	国内在庫なし。新タイプ(681670)の取り扱いを開始いたします。
681072	国内在庫なし。新タイプ(681672)の取り扱いを開始いたします。