

株式会社
グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目14-10
Tel : 03-5843-9159 / FAX : 03-6275-0546

96 ウェル U 底 PP プレート 寸法精度変更のお知らせ

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の通り弊社製品の一部仕様を変更いたしますのでお知らせいたします。ご愛用のお客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程をよろしくお願いいたします。


敬具

— 記 —

対象製品：

製品番号	製品名 / 規格
650201	96 ウェル PP マイクロプレート U 底 チムニーウェル 355 μ l ナチュラル 10x10 袋 100 入
650261	96 ウェル PP マイクロプレート U 底 チムニーウェル 355 μ l ナチュラル 滅菌 10x10 袋 100 入

変更する仕様：寸法精度（下図参照）



項目	現在の寸法精度	新しい寸法精度
長さ	± 0.25 mm	+ 0.60 mm / - 0.2 mm
幅	± 0.25 mm	+ 0.60 mm / - 0.2 mm
平面性	+ 0.25 mm / - 0.05 mm	± 0.35 mm

以上