

making a difference
PROmotion

greiner
BIO-ONE

Greiner の
研究用プラスチック製品と汎用機器

Campaign

2025. 1.6月



4.30水



他にもキャンペーン対象品をいくつか取り揃えております！

キャンペーンコード

K0103

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。



ThinCert™ 細胞培養インサート

- 透明ポリスチレン製の本体
- 吊り下げ型の構造
- PETキャピラリーポアメンブレン
- プリスターパックに個別包装
- 細胞接着性を高める物理表面処理
- セルフリフト構造による簡便なピペッティング
- ピペッティング時のアクセス性の良さと効率の良いガス交換

メンブレン規格毎の代表的なアプリケーション

- ・ポア径が小さいもの (0.4 μ m、1 μ m) 共培養・物質輸送・分泌と拡散
- ・ポア径が大きいもの (3 μ m、8 μ m) 細胞移動と浸潤
- ・透明 (ポア密度: 低) 光学顕微鏡・電子顕微鏡
- ・半透明 (ポア密度: 高) 電子顕微鏡・TEER・物質輸送

46~49%OFF

6ウェルプレート用

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
657641	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥19,440	¥10,500	¥437.5
657640	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 半透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥19,440	¥10,500	¥437.5
657610	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径1.0 μ m 透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥19,440	¥10,500	¥437.5
657630	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥19,440	¥10,500	¥437.5
657631	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 半透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥19,440	¥10,500	¥437.5
657638	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径8.0 μ m 半透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥19,440	¥10,500	¥437.5

12ウェルプレート用

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
665641	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥20,000	¥416.7
665640	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 半透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥20,000	¥416.7
665610	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径1.0 μ m 透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥20,000	¥416.7
665630	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥20,000	¥416.7
665631	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 半透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥20,000	¥416.7
665638	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径8.0 μ m 半透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥20,000	¥416.7

24ウェルプレート用

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
662641	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥21,000	¥437.5
662640	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 半透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥21,000	¥437.5
662610	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径1.0 μ m 透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥21,000	¥437.5
662630	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥21,000	¥437.5
662631	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 半透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥21,000	¥437.5
662638	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径8.0 μ m 半透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥38,880	¥21,000	¥437.5



細胞培養シャーレ


- SCは浮遊培養用
- 最適なガス交換を行うベント構造
- サイズはφ35mm、60mm、145mm
- 積み重ねやすい設計
- 顕微鏡観察のための優れた透明性

50~63%OFF


SC製品

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
627161	CELLSTAR 35x10mm シャーレ SC	35x10mm	PS	○	10枚x74袋	740	¥40,330	¥15,000	¥20.3
628161	CELLSTAR 60x15mm シャーレ SC	60x15mm	PS	○	20枚x30袋	600	¥32,700	¥13,500	¥22.5
639161	CELLSTAR 145x20mm シャーレ SC	145x20mm	PS	○	15枚x8袋	120	¥28,800	¥14,500	¥120.8


マルチウェルプレート




657160




665180



662160



677180



655180

- TC製品は細胞の接着を促進する物理的表面処理
- 自動化システム対応
- ウェルの位置を英数字で表示

60%OFF

TC製品

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
657160	CELLSTAR 6ウェルプレート TC 低蒸発フタ付 クリア 滅菌 個別包装	9.6 cm ²	PS	○	個別包装	100	¥85,000	¥34,000	¥340.0
665180	CELLSTAR 12ウェルプレート TC 低蒸発フタ付 クリア 滅菌 個別包装	3.9 cm ²	PS	○	個別包装	100	¥85,000	¥34,000	¥340.0
662160	CELLSTAR 24ウェルプレート TC 低蒸発フタ付 クリア 滅菌 個別包装	1.9 cm ²	PS	○	個別包装	100	¥85,000	¥34,000	¥340.0
677180	CELLSTAR 48ウェルプレート TC 低蒸発フタ付 クリア 滅菌 個別包装	1.0 cm ²	PS	○	個別包装	100	¥85,000	¥34,000	¥340.0
655180	CELLSTAR 96ウェルプレート TC 低蒸発フタ付 クリア 滅菌 個別包装	392 μl/34 mm ²	PS	○	個別包装	100	¥83,500	¥33,500	¥335.0

Cryo.s™ クライオバイアル


凍結保存チューブ



- 無菌性保証水準 (Sterility Assurance Level: ISO 11137 準拠) は SAL10⁻⁶
- -196℃～+37℃で使用可能
- 内蓋タイプはシリコン素材のO-リング付き
- 外蓋は特殊なくぼみがあり、オートデキャッパー対応
- DNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー、細胞障害性物質フリー

30~50%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
121263	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 2ml ナチュラル	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥53,900	¥37,000	¥74.0
122263	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml ナチュラル	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥53,900	¥37,000	¥74.0
122277	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml グリーン	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥53,900	¥37,000	¥74.0
122278	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml イエロー	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥53,900	¥37,000	¥74.0
122279	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml ブルー	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥53,900	¥37,000	¥74.0
122280	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 自立 2ml レッド	2ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本x5袋	500	¥53,900	¥37,000	¥74.0
124263	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 5ml ナチュラル	5ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	50x6袋	300	¥41,700	¥29,000	¥96.7
124276	Cryo.sクライオバイアル 内蓋 丸底 5ml イエロー	5ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	50x6袋	300	¥41,700	¥29,000	¥96.7
126261	Cryo.sクライオバイアル 外蓋 丸底 自立 2ml ナチュラル書き込みスペースなし	2ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	100本x5袋	500	¥53,900	¥27,000	¥54.0
126263	Cryo.sクライオバイアル 外蓋 丸底 自立 2ml ナチュラル	2ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	100本x5袋	500	¥53,900	¥37,000	¥74.0
127263	Cryo.sクライオバイアル 外蓋 丸底 自立 4ml ナチュラル	4ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	50x6袋	300	¥41,700	¥29,000	¥96.7



802202

802204



J802710

Cryo.s™ 凍結保存チューブ用ラック

クライオラック

- 1 ml/2 ml用のクライオバイアルに対応
- 81本立て、蓋は透明
- -90℃～+121℃で使用可能

クライオボックス

- 紙製のフリーズボックス
- 仕切りがアコーディオン式のため脱着がスムーズ
- 底4か所に穴があるため液体窒素のドレインも早い
- フタの上面と側面にロゴや書き込みスペースがあるので箱正面が分かりやすい

30~44%OFF

製品番号	製品名	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
802202	Cryo.sクライオバイアル用ラック 81本立 1ml&2ml用 ナチュラル	PP	×	5個	5	¥11,000	¥7,700	¥1,540.0
802204	Cryo.sクライオバイアル用ラック 81本立 1ml&2ml用 ブルー	PP	×	5個	5	¥11,000	¥7,700	¥1,540.0
J802710	10x10本立クライオボックス 1ml/2ml クライオバイアル用 紙製	紙	×	20個	20	¥25,600	¥14,300	¥715.0

Cryo.s™ 2Dバーコードチューブ&ラック



- 無菌性保証水準 (Sterility Assurance Level: ISO11137準拠) はSAL10⁻⁶
- チューブ底面に2次元バーコードを印字
- 側面に底面バーコードと同じ番号の1次元バーコードを印字
- 側面のバーコードの下にヒューマンリーダブルを印字
- -196℃~+37℃で使用可能
- プリセットタイプは英数字の番号が10桁となります (例: G000000001, G000000002, G000000003)
- チューブはDNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー、細胞障害性物質フリー

キャップキャリア

- クライオバイアルのフタを一時的に保管する容器
- オートデキャッパーなどで使用する際に使用

30%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
123263-2DG	クライオバイアル 内蓋 コニカル底 自立 Datamatrix 付 プリセット 1 ml ナチュラル 滅菌	1ml	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング)	○	100本×5袋	500	¥99,600	¥69,720	¥139.4
126263-2DG	クライオバイアル 外蓋 丸底自立 Datamatrix 付 プリセット 2 ml ナチュラル 滅菌	2ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	100本×5袋	500	¥99,600	¥69,720	¥139.4
127263-2DG	クライオバイアル 外蓋 丸底自立 Datamatrix 付 プリセット 4 ml ナチュラル 滅菌	4ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	50本×6袋	300	¥74,100	¥51,900	¥173.0
803202	クライオラック 48本立 底面読取窓付 浅型フタ 2Dバーコード クライオバイアル 1ml&2ml用		PP	×	20個	20	¥61,400	¥42,900	¥2,145.0
803270	クライオラック 48本立 底面読取窓付 深型フタ 2Dバーコード クライオバイアル 4ml用		PP	×	15個	15	¥46,500	¥32,600	¥2,173.3
803507	48穴キャップキャリア クライオバイアル用 滅菌		PC	○	個別包装	8	¥20,800	¥14,600	¥1,825.0



Cryo.s™ バイオバンキングチューブ (バーコードチューブ)

- チューブ底面に2次元バーコードを印字
- ラック側面に1次元バーコード、底面に2次元バーコードを印字
- 無菌性保証水準 (Sterility Assurance Level: ISO11137準拠) はSAL10⁻⁶
- -196℃~+37℃で使用可能・チューブはUSP class VIの樹脂で製造
- ANSI/SLAS1-200 規格準拠のラック。自動化システムに対応
- DNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー、細胞障害性物質フリー

30%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
976561	Cryo.s/バイオバンキングチューブ 300µl 滅菌蓋付ラック入	235µl	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング) / PC (ラック・フタ)	○	96本x10プレート	960	¥199,680	¥139,800	¥145.6
977561	Cryo.s/バイオバンキングチューブ 600µl 滅菌蓋付ラック入	580µl	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング) / PC (ラック・フタ)	○	96本x10プレート	960	¥199,680	¥139,800	¥145.6
978561	Cryo.s/バイオバンキングチューブ 1000µl 滅菌蓋付ラック入	975µl	PP (チューブ・フタ) / シリコン (O-リング) / PC (ラック・フタ)	○	96本x10プレート	960	¥199,680	¥139,800	¥145.6



EASYstrainer™ (イージーストレイナー)

- 懸濁液のフィルトレーションに使用
例. プライマリー細胞、幹細胞、FACSの前処理など
- メッシュサイズごとに異なる色
- DNase / RNase / humanDNA / エンドトキシン / パイロジェンフリー
- 無菌操作を容易にするプラスチック製のカバーとハンドル



45%OFF

製品番号	製品名	メッシュサイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
542070	EASYstrainer 50ml遠心管用メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装	70μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥17,300	¥9,520	¥190.4
542000	EASYstrainer 50ml遠心管用メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装	100μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥17,300	¥9,520	¥190.4

EASYstrainer™ small



- 1.5~15 mlチューブに対応
- 製品の組み合わせにより、one-stepのフィルトレーション可能
- 空気穴による迅速なる過とオーバーフローの防止
- 製品の取り扱いを容易にするプリスター包装



40%OFF

製品番号	製品名	メッシュサイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
542120	EASYstrainer Small メッシュサイズ20μm レッド プリスター包装	20μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,900	¥9,600	¥192.0
542140	EASYstrainer Small メッシュサイズ40μm グリーン プリスター包装	40μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,900	¥9,600	¥192.0
542170	EASYstrainer Small メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装	70μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,900	¥9,600	¥192.0
542100	EASYstrainer Small メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装	100μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,900	¥9,600	¥192.0

ボトルトップフィルターリザーバーボトル



- 短時間で濾過滅菌の処理が完了
- タンパク質吸着が少ないポリエーテルサルフォン (PES) メンブレン
- 0.22μmポアサイズ
- 150ml, 250ml, 500ml, 1,000mlの4種類
- 注ぎやすい広口 (口径45mm)
- 有効期限：3年間
- 滅菌保証レベル (SAL10⁻⁶)：電子線滅菌
- 動物由来成分 (TSE/BSE) フリー、細胞障害性フリー、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー

50%OFF

製品番号	製品名	容量	メンブレン材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
J951150	ボトルトップフィルター リザーバー付きポア径0.22μm 150 ml 滅菌	150 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥21,360	¥10,680	¥890.0
J951250	ボトルトップフィルター リザーバー付きポア径0.22μm 250 ml 滅菌	250 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥23,790	¥11,900	¥991.7
J951500	ボトルトップフィルター リザーバー付きポア径0.22μm 500 ml 滅菌	500 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥26,100	¥13,050	¥1,087.5
J951000	ボトルトップフィルター リザーバー付きポア径0.22μm 1000 ml 滅菌	1000 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥38,400	¥19,200	¥1,600.0

15 ml 遠心管



- 片手での蓋の開け閉め可能
- 高い機械的強度と耐熱および耐薬品性
- 耐温度域：-196～+121℃（本体）、-80～+100℃（フタ）
- 耐遠心強度は15,000×g
*固定アングルローター使用時の耐遠心強度です。

66%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
188271-N	CELLSTAR 遠心管 コニカル底 青キャップ (新デザイン) 15ml 滅菌	15ml	PP (チューブ) / HDPE (フタ)	○	50x20袋	1000	¥88,400	¥30,000	¥30.0

リアクションチューブ 5ml




- DNase/RNaseフリー
- ヒトDNA フリー
- パイロジェンフリー
- 耐性温度：-80℃～121℃
- 耐遠心強度は25,000×g
*固定アングルローター使用時の耐遠心強度です。

53~54%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
725201	リアクションチューブ (未栓) コニカル底 専用青スクリューキャップ付 目盛付き 5ml ナチュラル 未滅菌	5.0ml	PP	×	100本/包×5包	500	¥22,600	¥10,500	¥21.0
725261	リアクションチューブ コニカル底 青スクリューキャップ 目盛付き 5ml ナチュラル 滅菌	5.0ml	PP	○	50本/ラック	500	¥30,100	¥14,100	¥28.2

チューブ




マイクロチューブ

- 高い耐熱・耐薬品性
- 616283は遮光用のブラウンチューブ (在庫限りで販売終了)
- 耐温度域：-80～+121℃ (616283のみ -80～+100℃)
- 製品番号6162xxはシールの貼り付けが容易なフラットトップ
- 耐遠心強度は、667201:15,000×g、616201:18,000×g、623201:16,000×g、622201:25,000×g

40~50%OFF

製品番号	製品名	培養面積	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
667201	リアクションチューブ U底 0.5ml ナチュラル (ミク로스ピッツ)	0.5ml	PP	×	1000x5袋	5000	¥47,000	¥28,000	¥5.6
616201	リアクションチューブ U底 1.5ml ナチュラル (ミク로스ピッツ)	1.5ml	PP	×	500x8袋	4000	¥17,360	¥10,000	¥2.5
616261	リアクションチューブ U底 1.5ml ナチュラル	1.5ml	PP	○	500x2袋	1000	¥5,600	¥2,900	¥2.9
616283	リアクションチューブ U底 遮光 1.5ml ダークブラウン (ミク로스ピッツ)	1.5ml	PP	×	500x2袋	1000	¥9,900	¥5,400	¥5.4
623201	リアクションチューブ V底 2.0ml ナチュラル (ミク로스ピッツ)	2.0ml	PP	×	500x8袋	4000	¥34,400	¥17,200	¥4.3
622201	リアクションチューブ 目盛付き 5ml ナチュラル	5.0ml	PP	×	100本x10袋	1000	¥39,500	¥22,000	¥22.0



Leucosep™ (リューコセップ)

- 末梢血または骨髄から、リンパ球や単核球を効率よく分離
- 全血から直接の濃縮作業が可能
- 赤血球と顆粒球を除去
- 素早い分離 (15分、室温)
- 一般的な実験設備があれば使用可能。専用機器は必要なし
- ユーザーが選定した比重液を充填して使用可能 (163290、227290)
- すぐにお使いいただける比重液充填済み製品あり (163288-013、227288-013)

12~40%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
163290	Leucosep リンパ球分離チューブ 丸底 多孔質バリアー付 サンプル量3-8ml 16.8x100mm	12ml	PP (チューブ) /HDPE (フタ・バリア)	○	50x1 ラック	50	¥22,800	¥13,700	¥274.0
227290	Leucosep リンパ球分離チューブ コニカル底 多孔質バリアー付 サンプル量15-30ml 30x115mm	50ml	PP (チューブ) /HDPE (フタ・バリア)	○	25x1 ラック	25	¥22,800	¥13,700	¥548.0
163288-013	Leucosep リンパ球分離チューブ 丸底 多孔質バリアー付 サンプル量3-8ml 血球分離液充填済 16.8x100mm 12ml	12ml	PP (チューブ) /HDPE (フタ・バリア)	無菌 製造	50x1 ラック	50	¥31,500	¥27,800	¥556.0
227288-013	Leucosep リンパ球分離チューブ コニカル底 多孔質バリアー付 サンプル量15-30ml 血球分離液充填済 30x115mm	50ml	PP (チューブ) /HDPE (フタ・バリア)	無菌 製造	25x1 ラック	25	¥39,500	¥34,800	¥1,392.0

チューブ



716201 717201 722201

スクリュートップバイアル/専用フタ

- 高い耐熱・耐薬品性
- 専用フタは高品質ポリプロピレン製 (O-リングは熱可塑性合成ゴム製)

製品番号	耐遠心強度 max. RCF [g]
716201 / 717201	20,000
722201	20,000

パイロジェンフリーはバイアル本体のみ。



44~45%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
716201	スクリュートップバイアル V底 本体のみ 1.5ml 3663xx用	1.5ml	PP	×	500本×1袋	500	¥6,500	¥3,600	¥7.2
717201	スクリュートップバイアル V底 自立型 本体のみ 1.5ml 3663xx用	1.5ml	PP	×	500本×1袋	500	¥6,500	¥3,600	¥7.2
722201	スクリュートップバイアル V底 自立型 本体のみ 2.0ml 3663xx用	2.0ml	PP	×	500本×1袋	500	¥6,500	¥3,600	¥7.2
366380	スクリュートップバイアル用 キャップ O-リング付 ナチュラル		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,700	¥5,450	¥10.9
366383	スクリュートップバイアル用 キャップ O-リング付 レッド		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,700	¥5,450	¥10.9
366384	スクリュートップバイアル用 キャップ O-リング付 ブルー		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,700	¥5,450	¥10.9
366385	スクリュートップバイアル用 キャップ O-リング付 グリーン		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,700	¥5,450	¥10.9
366386	スクリュートップバイアル用 キャップ O-リング付 イエロー		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,450	¥10.9



683201

671281

Sapphire 0.2 ml シングルチューブ

- 熱伝導に優れる薄型壁面
- フラットトップ型はリアルタイムPCR (qPCR) に使用可能

45%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
683201	Sapphire PCRチューブシングルフラットトップ 200μl ナチュラル	200μl	PP	×	1000本x1袋	1000	¥16,200	¥8,900	¥8.9
671281	Sapphire PCRチューブシングルラウンドトップ 200μl 5色アソート	200μl	PP	×	1000本x1袋	1000	¥16,200	¥8,900	¥8.9




Sapphire PCR 8連チューブ

- キャップはフラット型 (373250)、ドーム型 (373270) をご用意
- キャップは全てのSapphire 8連チューブとSapphire 96ウェルPCRプレートに使用可能
- フラット型はリアルタイムPCRに適しており、多くの一般的なサーマルサイクラーに使用できます。
- チューブ本体は整列包装されています。

50~58%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
673210	Sapphire PCRチューブ8連ストリップ ナチュラル (本体のみ)	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥21,200	¥8,900	¥71.2
373250	Sapphire PCRキャップ8連ストリップ フラットトップ ナチュラル (フタのみ)		ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥7,600	¥3,800	¥30.4
373270	Sapphire PCRキャップ8連ストリップ ラウンドトップ ナチュラル (フタのみ)		ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥6,100	¥2,560	¥20.5



Sapphire PCRプレート


Free of detectable DNase, RNase, human DNA non-pyrogenic

- 熱伝導に優れる薄型ウェル壁面
- 8連チューブの蓋で密閉可能
- 主にご使用頂けるサーマルサイクラーは下記の通りです
 652201 : PRISM 7700, QuantStudio™ (Applied Biosystems)
 652250 : PRISM 7300, 7500, 7700 (Applied Biosystems)
 652260 : PRISM 7300, 7500, 7700, 7900HT, QuantStudio™ (Applied Biosystems)
 652270 : iCycler, MyiQ™ (Bio-Rad)
 652290 : PRISM 7700 (Applied Biosystems)、iCycler, MyiQ™, iQ™5 (Bio-Rad)

46~69%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
652201	Sapphire PCRプレート 96ウェル スカートなし ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥113,800	¥62,000	¥620.0
652250	Sapphire PCRプレート 96ウェル スカートなし フラットトップユニバーサル ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥113,800	¥50,000	¥500.0
652260	Sapphire PCRプレート 96ウェル ハーフスカート ABI用 ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥113,800	¥45,000	¥450.0
652270	Sapphire PCRプレート 96ウェル フルスカート ナチュラル	150μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥113,800	¥58,000	¥580.0
652290	Sapphire PCRプレート 96ウェル ハーフスカート ABI用 ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥113,800	¥35,000	¥350.0


シール



- 耐温度域は-40℃～+80℃(qPCR対応シールは-40℃～+100℃。676051は除く)
- 676051 はガス透過性フィルムのため、バクテリアや酵母の培養に使用可能

42~48%OFF

製品番号	製品名	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
676001	EASYseal プレートシール クリア	ポリエステル (フィルム) / アクリル樹脂 (粘着剤)	×	100枚×1包	100	¥13,000	¥7,500	¥75.0
676040	AMPLIseal プレートシール 圧着式 クリア qPCR対応	PP (フィルム) / アクリル樹脂 (粘着剤)	×	100枚×1包	100	¥40,100	¥22,000	¥220.0
676051	BREATHseal プレートシール ガス透過性	不織レーヨン (フィルム) / アクリル樹脂 (粘着剤)	○	50枚×1包	50	¥12,100	¥7,000	¥140.0
J676060	プレートシール 圧着式 DMSO耐性 クリア	PET	×	100枚×1包	100	¥32,000	¥18,500	¥185.0
676070	VIEWseal プレートシール 圧着式 クリア タンパク質結晶化対応	ポリオレフィン (フィルム) / シリコン (粘着剤)	×	100枚×1包	100	¥48,000	¥26,000	¥260.0
676090	SILVERseal プレートシール PCR対応	アルミニウム (フィルム) / アクリル樹脂 (粘着剤)	×	100枚×1包	100	¥24,100	¥12,500	¥125.0



滅菌シャーレ

■ 菌類、バクテリア、その他の微生物の培養に最適

52%OFF


製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
633181	94×16mm 滅菌シャーレ	94×16 mm	PS	○	20×24袋	480	¥14,256	¥6,800	¥14.2



2ポジションキャップチューブ

Free of detectable DNase, RNase, human DNA non-pyrogenic

■ 大腸菌などの細菌の培養に使用




ベントキャップの2つのポジション

1. キャップをかぶせて使用します。チューブ内部の均質なガス交換が可能です。
2. キャップを深く押し込んで使用します。チューブは気密状態になります。

57~61%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
115262	2ポジションキャップチューブ 5ml	5ml	PP (チューブ) / LDPE (フタ)	○	25×80袋	2000	¥132,400	¥52,000	¥26.0
187262	2ポジションキャップチューブ 14ml	14ml	PP (チューブ) / LDPE (フタ)	○	25×40袋	1000	¥97,200	¥42,000	¥42.0



コンラージ棒

- 寒天培地に菌の懸濁液を塗り広げるのに使用
- ディスポーザブルのため衛生的



ディスポーザブル白金耳・白金線

- 菌の画線培養や液体培地への植菌に使用
- 画線培養後のシングルコロニーの植菌に使用
- ディスポーザブルのため衛生的

51~58%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
730190	コンラージ棒 滅菌		PS	○	20x25袋	500	¥13,600	¥6,400	¥12.8
731161	ディスポーザブル白金耳 1μl 滅菌 個別包装	1μl	PS	○	個別包装	600	¥24,000	¥11,500	¥19.2
731165	ディスポーザブル白金耳 1μl 滅菌 10x300袋	1μl	PS	○	10x300袋	3000	¥108,300	¥48,000	¥16.0
731171	ディスポーザブル白金耳 10μl 滅菌 個別包装	10μl	PS	○	個別包装	600	¥24,000	¥11,700	¥19.5
731175	ディスポーザブル白金耳 10μl 滅菌 10x300袋	10μl	PS	○	10x300袋	3000	¥108,300	¥48,000	¥16.0
731181	ディスポーザブル白金線 滅菌 個別包装		PS	○	個別包装	600	¥24,000	¥11,200	¥18.7
731185	ディスポーザブル白金線 滅菌 10x300袋		PS	○	10x300袋	3000	¥108,300	¥45,000	¥15.0

デュアルモード高精度分光光度計

EzDrop 1000C

- 2つの測定モード (マイクロボリュームモード/キュベットモード)
- 10個の測定アプリケーション搭載
(DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度測定、カイネティック測定、ラベル化されたタンパク質などの測定)
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒
- 測定できる波長が190～1000 nmと広範囲
- PCへの接続によりフレキシブルなデータ管理を実現

23%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804001-C	EzDrop-1000C	¥1,806,800	¥1,400,000

石英
キュベット
付属





マイクロボリュームモード (測定量1μl)




LEDアシストライトにより溶液の滴下をサポート

キュベットモード (測定環境下37～45℃)



10個の測定アプリケーションを搭載。カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。



石英ガラス
ナノハイドロ
フォビックレイヤー
石英ガラス/疎水性コートにより
ドロップを形成し、測定エラーを防ぐ

■ マイクロボリュームモード

最小サンプル量	1μl
経路長	0.5 mm/0.05 mm
光源	キセノンフラッシュランプ
検出タイプ	CMOS 2048エレメント
測定波長	190～1000 nm
波長の精度	±1.0 nm
スペクトル分解能	1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm)
吸光度の精度	0.0015 A (0.5 mm相当)、0.03A (1 cm相当)
吸光度の精度誤差	1.5% (300 nmで1.0吸光度の時)
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.04～400 A
検出範囲	dsDNA : 2～20000 ng/μL BSA : 0.06～600 mg/mL
測定時間	3秒未満

■ キュベットモード

経路長	10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.125, 0.1 mm
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.002～1.5 A
検出範囲	dsDNA : 0.3～75 ng/μL BSA : 0.003～2.25 mg/mL
攪拌	150～850 rpm (8段階)
温度コントロール	37～45℃±0.5℃ (石英キュベット)

■ ソフトウェア

OS	Linux
PCソフトウェア要件	Windows 7, 10 (64bit)

■ 概要

ディスプレイ	7インチのカラータッチパネル (HDカラーディスプレイ)
接続	Type-AのUSBメモリー (1ポート、データ出力) Type-BのUSBポート (PC接続)
寸法	縦 206×横 166×高さ 333 mm
重さ	3.3 kg未満
グローブとの相性	研究用グローブすべて対応
内部メモリ	32GB
電源アダプター	インプット AC 100～240 V、50/60 Hz アウトプット DC 24 V、2.08 A
品質保証	CEマーク、UKCA

EzDrop 1000

- 測定できる波長が190~1000 nmと広範囲
- DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度がボタン1つで測定可能
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒 (CV値 1%未満)
- アームを下す際の衝撃を和らげているため、閉じたときの影響を軽減
- コンパクトでスペースセーブ



23%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804001	EzDrop 1000	¥1,626,100	¥1,250,000




直観的なグラフィックインターフェース



OD600、核酸、蛋白質280、タンパク質アッセイの測定を選べる。また、カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。



LEDアシストライトにより
溶液の滴下をサポート



石英ガラス

石英ガラス/疎水性
コートにより
ドロップを形成し、
測定エラーを防ぐ

ナノハイドロフォビクレイヤー

仕様

サンプル量	最小1 μ l
サンプル数	1
経路長	0.5 mm/0.05 mm
光源	パルスキセノンフラッシュランプ
検出タイプ	CMOS 2048エレメント
測定波長	190~1000 nm
帯域幅	1.3 nm
波長の精度	1.0 nm
スペクトラル分解能	1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm)
吸光度の精度	0.001 A (0.5 mm相当)
吸光度の精度誤差	3% (320 nmで0.97吸光度の時)
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.02~300 A
検出範囲	dsDNA : 2~15000 ng/ μ L BSA : 0.10~400 mg/mL
検出部分の素材	ハイドロフォビクレイヤーコート のステンレス網と石英ガラス
測定時間	3秒未満

ソフトウェア

OS	Linux
登録フォルダ数	50フォルダ
パスワード設定	可能

概要

ディスプレイ	7インチのカラータッチパネル
データポート	Type-AのUSBメモリー (1ポート)
寸法	縦 206×横 166×高さ 333 mm
重さ	3.5 kg未満
内部メモリ	32 GB
電源アダプター	インプットAC 100~240 V、50/60 Hz アウトプットDC 24 V、2.08 A
品質保証	CEマーク、RoHS

TurboCycler™ 2



使用方法は
YouTubeで
ご確認ください
ます。

リモートモニター可能 7インチ大型モニタータッチスクリーン搭載モデル

- 7インチカラータッチスクリーン、コンパクトデザイン
- ラボ用グローブ装着でも楽々操作
- Wi-Fi モジュールで、リモートモニター可能（特別サービス）
- 高熱伝導性と温度均一性実現 最大温度上昇速度 5.5℃/秒
- オリジナルプログラムソフト“対話形式で簡単入力”
- USBによるプログラム移動及び保存可能
- 2年保証

28%OFF

製品番号	製品名	価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
J804305	グラジェントターボサイクラー2 96ウェルタイプ	¥783,000	¥560,000

■ アプリケーション

Basic PCR Touch down PCR
Experiment optimization Nested PCR
Fast PCR RT-PCR



Wi-Fiモジュール いつでもモニターリング



■ エルゴノミック設計

特殊合金を用いたハンドルで開け
やすいリッド
高い耐久性リッド設計



■ グラジェント温度設定幅 1-24℃

グラジェント機能標準装備
実験系の最適化



■ コンパクト設計

スペースを有効利用
独自のエアイベント方式により、並
列してセッティング可能



■ リッドの温度を幅広く設定可能

次世代シーケンス用のサンプル調
製などに便利

カタログNo.	J804305	プログラム保存数	500	USBメモリーに保存可能
ブロックタイプ/ サンプル数	96-well, 0.2ml / 96	ユーザーホルダー数	100	
ブロック加熱技術	ペルチェ素子	パスワードプロテクション	あり	
ブロック温度設定範囲	4.0℃ - 99.9℃	ステータスレポート	HTML アウトプット、USB	
最大温度上昇速度	5.5℃/秒	リアルタイム温度プロファイルレポート	CSV アウトプット、USB	
最大温度下降速度	3.3℃/秒	ディスプレイ	7インチカラー LCD/タッチパネル方式	
温度制御	±0.3℃	データポート	USB	
温度均一性	±0.3℃	ヒートリッド	105℃ / 120℃ 固定 or オフ	
調整可能温度勾配	○ low/ high	オートリスタート機能	○	
温度グラジェント機能	○	外形寸法	高さ23cm 幅25cm 奥行41 cm	
温度グラジェント範囲	30-99℃	重量	9.5 kg	
グラジェント温度設定幅	24℃	電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 750 W	

TurboCycler™ Lite


簡単パネル操作グラジエント機能搭載

- 5インチモノクロスクリーン
- 最大温度上昇速度 3.0°C/sec
- 操作容易なキーパッド
- 2年保証
- グラジエント機能付き

25%OFF

ラボ用グローブ
装着でも楽々操作

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804306	ターボサイクラーライト 96ウェルタイプ	¥572,200	¥430,000



触れるだけで反応するキーパッド



1-24°Cのグラジエント温度設定幅



カタログNo.	J804306
ブロックタイプ/サンプル数	96-well, 0.2ml / 96
ブロック加熱技術	ペルチェ素子
ブロック温度設定範囲	4.0°C - 99.9°C
最大温度上昇速度	3.0°C/秒
最大温度下降速度	2.0°C/秒
温度制御	±0.3°C
温度均一性	±0.5°C
温度可能温度勾配	○ High/Low
温度グラジエント機能	○
温度グラジエント範囲	30-99°C

グラジエント温度設定幅	24°C
プログラム数	200
ユーザーホルダー数	50
パスワードプロテクション	あり
ディスプレイ	モノクロLCM
ヒートリッド	35°C - 120°C or オフ
ヒートリッド制御	±1.0 °C
オートスタート機能	○
外寸	高さ22.5cm 幅24.5cm 奥行41.5 cm
重量	9.5 kg
電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 500W

※仕様は予告なしに変更する場合がございます。

グライナー電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette

- 自立型デザイン
- ピペットホルダー標準装備
- 180gの軽量タイプ
- UV耐性
- 短い充電時間
- 3カラー (青、紫、赤) によるバッテリーの状態を確認可能

対応可能ピペットサイズ	1-100 mlサイズ
吸引スピード	>7.5 ml / 秒
充電時間	約4時間
電源	AC100-240V 50/60 Hz
パワージャック	mini-USB
フィルター	疎水性 25 mm (直径) / 0.2 um
バッテリー	リチウムイオン 3.7V / 1,100 mAh
本体重量	180 g

27%OFF



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J847050	Sapphire-Maxipette	¥39,600	¥29,000

グライナー 卓上ミニ遠心機

Greiner Mini Centrifuge



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

- Clik-n-Lok™ ローター装着システム
- 0.2ml 8 連チューブローター (4本掛け)、1.5/ 2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量の遠心可能
- 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能

最大回転数	6,000 rpm	電源	100-240V, 50/60Hz
最大遠心力	2,000 RCF (g)	収納サイズ	1.5/2.0ml チューブ×8本 0.2ml 8連チューブ×4本
サイズ (W×D×H)	11.4×15×11.4 cm		
重量	1 kg		

標準付属品 PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8ヶ入り、0.2ml 8ヶ入り

30%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J843050	グライナー 卓上ミニ遠心機	¥50,500	¥35,500



PCR 8連用ローター

5 ml チューブ用遠心機

Greiner Micro Centrifuge 5

- 1.5 ml・2.0 mlチューブまたは5.0 mlチューブを各4本同時に遠心
- 付属のローターにより0.2 mlチューブが遠心可能
- 遠心時間、遠心スピードはボタンにより設定

スピード	5,500 rpm/1,690 ×g
収納サイズ	5.0mlチューブ 4本、1.5/2.0mlチューブ4本
回転時間	1 ~ 59秒もしくは1 ~ 99分
サイズ	19.4×22.9×12 cm (W×D×H)
電源	100V-230V、50/60Hz、45W

21%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J842050-N	グライナー マイクロ遠心機5D	¥107,400	¥85,000



ハイスピードベンチトップ遠心機

Turbo Fuge

- 分子生物学で必要とされている21,400gが可能
- 遠心終了後に自動で蓋が開閉します。
- 標準ローターはエアロゾル密閉性で、危険なサンプルの遠心に使用できます。
- オートクレープ可能なアルミ式ローターを搭載
- インバランス検出センサーにより、より安全な操作性を実現
- 操作が確認しやすい、バックライト機能あり。
- 耐久性の高いメタルチャンバーを使用
- チューブを入れやすいリッド角度設計 (30°から40°)

使用可能チューブ	1.5ml / 2.0 ml × 24本	ノイズレベル	<68 dB
遠心力	50-21,400×g	消費電力	100 V, 50/60 hz
回転数	100-15,000rpm	最大消費電力	230W
加速時間	15秒	重量	10kg
減速時間	1 6 秒	サイズ (W×D×H)	29×48×26cm
タイマー	30秒～ 9時間59分		



動作中はパネルの
バックライトが赤



数値を入力中はパネ
ルのバックライトが青

28%OFF

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804701	ハイスピードベンチトップ遠心機	¥376,000	¥270,000

BLUE-RAY
BIOTECH



グライナー 卓上プレート遠心機

Greiner Plate Centrifuge

- PCR プレート及びマイクロプレート用遠心機
- 独自アングル設定、サンプル漏れ防止可能
- コンパクト設計、2枚のプレートを同時に遠心可能

収納枚数	プレート2枚（スカート付PCRプレートであれば4枚まで搭載可能）
最大回転数	2,100 rpm
最大遠心力	400 RCF (g)
電源	100V, 50-60Hz



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

26%OFF

製品番号	製品名	価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
J846050	グライナー 卓上プレート遠心機	¥162,400	¥120,000

グライナー ボルテックスミキサー

Greiner Vortex Mixer

- パワフルボルテックスミキサー
- Q-Drive 技術にてスムーズなミキシングが可能
- ミキシング中でも機器本体は安定

回転数	200 ~ 3200 rpm
サイズ	13×16×17 cm (W×D×H)
重量	3.8 kg
電源	115V, 60Hz, 180W

26%OFF

製品番号	製品名	価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
J844050	グライナー ボルテックスミキサー	¥48,200	¥35,500

■ ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ

- 試験管などのミキシング可能
- 直径：7.5cm

J844903



32%OFF

製品番号	製品名	価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
J844903	ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ	¥6,800	¥4,600



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

デジタルホットプレートスターラー

- 最大攪拌体積：5 L
- デジタル表示
- 耐久・化学抵抗力の高い陶磁器のトッププレート
- 高度なマイクロプロセッサ制御
- 定常監視システムによる精密な温度制御
- 強力なモータードライブシステムより大きく、より粘性のサンプルの効率的な混合
- トッププレートの温度が50°Cを超えると安全LEDが点灯

温度設定	室温 +5 ~ 400°C	重量	2.9 kg
速度範囲	150~1500rpm	電源電圧	100V 50-60Hz
プラットフォームの寸法	17.8 x 17.8 cm		
動作温度	+4~+45°C (最大65°C)		
寸法 (w x d x h)	18 x 27.9 x 10.1 cm		

16%OFF

製品番号	製品名	価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
J804309	デジタルホットプレートスターラー	¥100,800	¥85,000



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

グライナー ミニドライバス

Greiner Mini Dry Bath



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

- サンプル蒸発及びチューブ蓋への結露防止 (サーモリッド付き)
- コンパクト設計、手のひらサイズ
- ブロック交換可能 ● 腐食防止加工のアルミブロック使用

用途 酵素反応、イムノアッセイ等に対応

製品番号	J848051	848050
サイズ (W× D×H)	10.5×15×11.5 cm	11.2×15×10 cm
重量	1 kg	
電源	100-240V, 50-60 Hz, 50W	
温度精度	± 0.3°C	± 0.5°C
温度設定	0.1°C単位	

21~24%OFF



848050

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J848051	グライナーミニドライバス サーモリッド付き	¥103,200	¥82,000
J848050	グライナー ミニドライバス	¥60,600	¥46,000

※ブロックは、含まれておりません。

19%OFF

■ Greiner Mini Dry Bath 専用ブロック

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J848916	1.5ml×15本用ブロック	¥22,100	¥18,000
J848923	2.0ml×15本用ブロック	¥22,100	¥18,000
J848902	0.2ml×40本 or PCR8ストリップ×5	¥22,100	¥18,000



サーモリッド付き

J848051

※本体価格にブロック、チューブは含まれておりません。

小型巡回振とう機

ROTO-MINI Plus

- コンパクト設計
- 軽量設計、持ち運びが容易
- 異なるサイズのチューブの振とう可能
- 回転プレートを容易に交換可能
- 回転スピード調節可能 (5-70rpm)
- 使用環境温度 室温+5°C ~ 60°C

チューブホルダー (標準装備)	1.5/2.0 ml×2枚、5-7 ml×2枚、 15ml 遠心管用×2枚、50ml遠心管用×1枚
サイズ	27.5×15.2×16.5 cm (W×D×H)
重量	1.4 kg
消費電力	100V. 50/60 Hz

28%OFF



※実際の製品には、チューブは含まれておりません。

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804501	小型巡回振とう機	¥113,300	¥82,000

7~20%OFF

■ アクセサリー (チューブホルダー)

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804591	チューブホルダー 1.5/2.0ml×11 本掛け (2枚入り)	¥12,500	¥10,000
J804592	チューブホルダー 5-7ml tube×5本掛け (2枚入り)	¥12,500	¥10,000
J804594	チューブホルダー 50ml×6 本掛け (1枚入り)	¥10,200	¥9,500

モード

- Mix 機能: 振とう
- Pause機能: 動作停止
- Rock 機能: シーソー状態

Campaign **K0103** 専用注文書①

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2025年1月6日（月）～2025年4月30日（水）

製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
細胞培養製品			677180	¥34,000		978561	¥139,800	
657641	¥10,500		655180	¥33,500		濾過製品		
657640	¥10,500		凍結保存チューブ			542070	¥9,520	
657610	¥10,500		121263	¥37,000		542000	¥9,520	
657630	¥10,500		122263	¥37,000		542120	¥9,600	
657631	¥10,500		122277	¥37,000		542140	¥9,600	
657638	¥10,500		122278	¥37,000		542170	¥9,600	
665641	¥20,000		122279	¥37,000		542100	¥9,600	
665640	¥20,000		122280	¥37,000		J951150	¥10,680	
665610	¥20,000		124263	¥29,000		J951250	¥11,900	
665630	¥20,000		124276	¥29,000		J951500	¥13,050	
665631	¥20,000		126261	¥27,000		J951000	¥19,200	
665638	¥20,000		126263	¥37,000		チューブ		
662641	¥21,000		127263	¥29,000		188271-N	¥30,000	
662640	¥21,000		802202	¥7,700		725201	¥10,500	
662610	¥21,000		802204	¥7,700		725261	¥14,100	
662630	¥21,000		J802710	¥14,300		667201	¥28,000	
662631	¥21,000		123263-2DG	¥69,720		616201	¥10,000	
662638	¥21,000		126263-2DG	¥69,720		616261	¥2,900	
627161	¥15,000		127263-2DG	¥51,900		616283	¥5,400	
628161	¥13,500		803202	¥42,900		623201	¥17,200	
639161	¥14,500		803270	¥32,600		622201	¥22,000	
657160	¥34,000		803507	¥14,600		163290	¥13,700	
665180	¥34,000		976561	¥139,800		227290	¥13,700	
662160	¥34,000		977561	¥139,800		163288-013	¥27,800	

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

グライナー・ジャパン取扱店

株式会社グライナー・ジャパン

Campaign **K0103** 専用注文書②

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間: 2025年1月6日(月) ~ 2025年4月30日(水)

製品番号	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
227288-013	¥34,800		シール			J804001	¥1,250,000	
716201	¥3,600		676001	¥7,500		J804305	¥560,000	
717201	¥3,600		676040	¥22,000		J804306	¥430,000	
722201	¥3,600		676051	¥7,000		J847050	¥29,000	
366380	¥5,450		J676060	¥18,500		J843050	¥35,500	
366383	¥5,450		676070	¥26,000		J842050-N	¥85,000	
366384	¥5,450		676090	¥12,500		J804701	¥270,000	
366385	¥5,450		微生物培養関連製品			J846050	¥120,000	
366386	¥5,450		633181	¥6,800		J844050	¥35,500	
PCR関連製品			115262	¥52,000		J844903	¥4,600	
683201	¥8,900		187262	¥42,000		J804309	¥85,000	
671281	¥8,900		730190	¥6,400		J848051	¥82,000	
673210	¥8,900		731161	¥11,500		J848916	¥18,000	
373250	¥3,800		731165	¥48,000		J848923	¥18,000	
373270	¥2,560		731171	¥11,700		J848902	¥18,000	
652201	¥62,000		731175	¥48,000		J848050	¥46,000	
652250	¥50,000		731181	¥11,200		J804591	¥10,000	
652260	¥45,000		731185	¥45,000		J804592	¥10,000	
652270	¥58,000		汎用機器			J804594	¥9,500	
652290	¥35,000		J804001-C	¥1,400,000		J804501	¥82,000	

販売店様へのお願い:

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしく申し上げます。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

記載の価格は2025年1月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。