

株式会社
グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目14-10
Tel : 03-5843-9159 / FAX : 03-6275-0546

メEDIUMボトル仕様変更のお知らせ

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の通り弊社製品の一部仕様を変更いたしますのでお知らせいたします。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

対象製品：角型メEDIUMボトル

新旧対照表：

| 現行タイプ | | 新タイプ | |
|--------|--|--------|---|
| 製品番号 | 製品名 | 製品番号 | 製品名 |
| 951700 | メEDIUMボトル 角型 100ml 滅菌 PET(本体) HDPE(フタ) 25x4 袋 100 入 | 951710 | メEDIUMボトル 100ml PET 角型 滅菌済 無菌性保証水準 SAL 10 ⁻⁶ スタンダードスクリュウキャップ HDPE |
| 950700 | メEDIUMボトル 角型 500ml 滅菌 PET(本体) HDPE(フタ) 50x1 袋 50 入 | 950710 | メEDIUMボトル 500ml PET 角型 滅菌済 無菌性保証水準 SAL 10 ⁻⁶ スタンダードスクリュウキャップ HDPE |
| 952700 | メEDIUMボトル 角型 1000ml 滅菌 PET(本体) HDPE(フタ) 24x1 袋 24 入 | 952710 | メEDIUMボトル 1000ml PET 角型 滅菌済 無菌性保証水準 SAL 10 ⁻⁶ スタンダードスクリュウキャップ HDPE |

変更時期：今秋以降在庫切れまで現行タイプを販売 / 2025年3月切り替え完了予定

変更点：別紙をご参照ください。

以上

メディウムボトル 仕様変更のお知らせ

変更点

- ・無菌性保障レベルが SAL 10^{-3} から 10^{-6} に向上
- ・スクリュューキャップの密封性は IATA 規制の 95kPa 耐圧に準拠
- ・原材料は USP クラス VI 適合
- ・クリーンルームでの使用により適した、段ボール板(トレイ)を含まない内包装
- ・原材料の仕様を最適化することで持続可能性を向上

製品外観

現行タイプ

スタンダードキャップ付きメディウムボトル

950700

951700

952700



紙トレイ付き内包装

950700

951700

952700



新タイプ

スタンダードキャップ付きメディウムボトル

950710

951710

952710



トレイなし内包装

950710

951710

952710









包装単位

| 容量 | キャップ形状 | 現行タイプ | | | 新タイプ | | |
|----------|--------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | 製品番号 | 内包装入数 [個] | ケース入数 [個] | 製品番号 | 内包装入数 [個] | ケース入数 [個] |
| 100 ml | スタンダード スクリュュー キャップ | 951700 | 25 | 100 | 951710 | 49 | 98 |
| 500 ml | | 950700 | 50 | 50 | 950710 | 25 | 50 |
| 1,000 ml | | 952700 | 24 | 24 | 952710 | 12 | 24 |

メディウムボトル 仕様変更のお知らせ

形状比較

| 現行タイプ | | 新タイプ | |
|--------|---|--------|--|
| 製品番号 | 図面 | 製品番号 | 図面 |
| 951700 |  | 951710 |  |
| 950700 |  | 950710 |  |
| 952700 |  | 952710 |  |